

# allbatteries

Partenaire de votre performance

# 2022

## CATALOGUE BIOMÉDICAL & SANTÉ

ISO 13485

BUREAU VERITAS  
Certification



Téléchargement







# allbatteries

Partenaire de votre performance



## CATALOGUE BIOMÉDICAL & SANTÉ 2022



Certifications

ISO 20400 - ISO 45001 - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485

# SOMMAIRE

CATALOGUE BIOMÉDICAL & SANTÉ 2022

## BATTERIES BIOMÉDICALES\*

### ABILANX ▶ ESCHMANN

**P.08 - P.39**



ABILANX ▶ ATMOS **P.08 / P.14**  
BABY SCALE ▶ BREAS MEDICAL **P.15 / P.20**  
CAMBRIDGE INSTRUMENTS ▶ CU MEDICAL SYSTEMS **P.21 / P.31**  
DEFIBTECH ▶ DRAEGER / SIEMENS **P.32 / P.37**  
EAST RADCLIFFE ▶ ESCHMANN **P.38 / P.39**

### FISHERBRAND ▶ KONTRON (ROCHE)

**P.40 - P.65**



FISHERBRAND ▶ FUKUDA / DENSHI **P.40 / P.43**  
GE HEALTHCARE / DATEX - OHMEDA ▶ GRASEBY / SMITH **P.44 / P.55**  
HAMILTON ▶ HUNTLEIGH **P.56 / P.59**  
IMED ▶ ISECO **P.60 / P.62**  
JOHNSON & JOHNSON ▶ KONTRON (ROCHE) **P.62 / P.65**

### LIFECARE ▶ PULMONETICS

**P.66 - P.99**



LIFECARE ▶ LUNEAU **P.66 / P.67**  
MANGAR INTERNATIONAL ▶ MORTARA **P.68 / P.77**  
NELLCOR / PURITAN BENNETT / COVIDIEN ▶ NUTRICIA **P.78 / P.85**  
OEC ▶ OXITEST **P.86 / P.87**  
PACETECH ▶ PULMONETICS **P.88 / P.99**



**QUEST MEDICAL ▶ ZOLL MEDICAL**



**P.100 - P.125**

QUEST MEDICAL ▶ RIGEL **P.100 / P.101**  
SAIME / RESMED ▶ SYNTHES **P.102 / P.116**  
TAEMA / AIR LIQUIDE ▶ TYCO HEALTHCARE / KENDALL **P.116 / P.117**  
ULTRALIFE ▶ VITALOGRAPH **P.118 / P.118**  
WEINMANN ▶ ZOLL MEDICAL **P.119 / P.125**

**CHARGEURS BIOMÉDICAUX\***



**ARJO ▶ WEINMANN**

**P.126 - P.129**

ARJO ▶ MOLIFIT **P.126**  
MOLIFIT ▶ MSP **P.127**  
MSP ▶ PHYSIOCONTROL **P.128**  
SECA ▶ WEINMANN **P.129**

\* Classement dans l'ordre alphabétique par marques



# QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1984, AllBatteries fait partie du groupe international Upergy. Allbatteries est l'un des leaders français dans le domaine de l'énergie autonome (piles, accumulateurs & éclairage) il est devenu incontournable pour tous les professionnels. Des experts dans chaque domaine d'activité vous assurent un suivi personnalisé.



290 salariés



CA 2018  
44.5 M€



Différents sites  
de production



+ de 1000  
établissements  
de santé  
clients

## NOS SERVICES

### ESPACE PRO

Découvrez notre espace pro : [www.pro.all-batteries.fr](http://www.pro.all-batteries.fr)

Toutefois, votre interlocuteur dédié reste à votre disposition !



Moteur de recherche  
optimisé



Devis instantanés  
& Prix négociés



Suivi  
de commande



Visualisation  
du stock



Votre offre  
personnalisée

### LOGISTIQUE :

5 500m<sup>2</sup> Logistique avec un local de charge pour vous garantir des produits rechargeables toujours prêts à l'emploi + de 3000 palettes en stock permanent

Suivi de commande par e-mail avec numéro de tracking et nom du transporteur

Livraison  
24/48 heures  
Multi-sites



### PACK SUR-MESURE

Nous pouvons étudier & fabriquer dans nos ateliers un produit selon votre modèle ou votre cahier des charges.

### RECONDITIONNEMENT

Après diagnostic de notre bureau d'études, nous pouvons remplacer les éléments (accus...) de votre batterie dans le cas où celle-ci ne serait plus commercialisée.



### RECYCLAGE

Nous travaillons avec Batribox pour recycler vos piles et accus en accord avec les normes SCRELEC. Pour les batteries plomb, notre partenaire est Recylex.





Fort de notre expérience dans l'énergie autonome, nous travaillons depuis plus de vingt ans dans le domaine du médical. Nous proposons une gamme complète de batteries, piles et chargeurs pour toutes vos applications, grâce à de solides relations avec nos partenaires, et un savoir-faire exceptionnel.

Nous sommes en permanence à votre écoute.  
N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations !



**+ DE 500 RÉFÉRENCES**  
exclusivement dédiées  
aux dispositifs médicaux.

**+ DE 1000 MODÈLES**  
de dispositifs médicaux  
couverts

**60 MARQUES DISTRIBUÉES,**  
des plus grands fabricants aux  
plus petits constructeurs.

**+ DE 300 PACKS**  
Notre marque propre,  
un savoir-faire unique  
et reconditionnements  
médicaux.

## DES INTERLOCUTEURS À VOTRE SERVICE :



**Sandrine Baret**

Directrice commerciale



**Amandine Desmet**

**04 76 75 98 06**  
amandine.desmet@allbatteries.com  
Santé / Hôpitaux



**Nelly Bortolato**

**04 76 75 97 15**  
nelly.bortolato@allbatteries.com  
Santé / Paramédical / HAD

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ABILANX</b>						
	Balance	Irus / H551	-	7.2V 1.7Ah NiMH	MGH00858	(C)
<b>AIR SHIELDS</b>						
	Incubateur	C450 / C450 QT	BATT/11038, OM11146	8.4V 0.3Ah NiMH	ABH0007	(C)
	Incubateur	TI500	A512/25G5	12V 24Ah Plomb	AMP8084	(C)
	Incubateur	TI500	G 24-12	12V 24Ah Plomb	AMP90100	(C)
	Moniteur	Apnea 900	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	(C)
<b>AIROX BIO MS</b>						
	Aspirateur de mucosités	AMS12	-	12V 8Ah NiCd	MFN00121	(C)
	Aspirateur de mucosités	AMS12	120185	12V 8Ah NiCd	MFN0014	(C)
<b>AKS</b>						
	Lève-malade	Flyer	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	(C)
	Lève-malade	MiniFly	5.4-12 UPS High Rate	12V 5.4Ah Plomb	AMP90104	(C)
	Lève-malade	MiniFly	NPH5-12	12V 5Ah Plomb	AMP9223	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	ALARIS / CAREFUSION / IVAC					
	Pompe à perfusion	Aseña 1000 GS / GH / Aseña CC / Alaris PK	1000SP01122	7.2V 2.7Ah NiMH	AMH07029	(C)
	Pompe à perfusion	Aseña 1000 GS / GH / Aseña CC / Alaris PK	1000SP01080	7.2V 2.7Ah NiMH	AMH0790	(O)
	Pompe à perfusion	Aseña CC / GS / GW / GH / 1000SP01798 / 1000JP1080 SmartPack	1000SP01122	7.2V 1.5 Ah NiMH	MGH00101	(C)
	Pompe à perfusion	Aseña CC / GS / GW / GH / SmartPack	1000SP01122	7.2V 2.7Ah NiMH	MGH00273RE	(R)
	Pompe à perfusion	Aseña GP / Carefusion / Gateway workstation / GP	1000SP01302	9.6V 2.4Ah NiMH	AMH071027	(C)
	Pompe à perfusion	Aseña GW	0-9913W, GSM 0-9913-W, GP130AAM6YMX, 1000EL00349	7.2V 2Ah NiMH	MGH0029	(C)
	Pompe à perfusion	Aseña GW	0-9913W, GSM 0-9913-W, GP130AAM6YMX, 1000EL00349	7.2V 2.5Ah NiMH	MGH00813	(C)
	Pompe à perfusion	Controler	0810-0008	12V 2.5Ah Plomb	MMP0010RE	(R)
	Pompe à perfusion	Intell 821 / 522 / 2001	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	(C)
	Pompe à perfusion	Intell 821 / 522 / 2001	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	(C)

## A

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ALARIS / CAREFUSION / IVAC</b>						
	Pompe à perfusion	Signature Signature GOLD / 7101 / 7130 / 7131 / 7230 / 7231 / 7100 - 7200 series	-	12V 1.9Ah NiCd	MGN0421	(C)
	Pompe à perfusion	531	120246	12V 0.7Ah NiCd	MFN0009	(C)
	Pompe à perfusion	741	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Pompe à perfusion	741	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	(C)
	Pompe à perfusion	700 / 701 / 707 / 710 / 711	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	(C)
	Pompe à perfusion	800 / 900 / 1320 / 1325 / PC2TX / IMED Gemini PC-2 / 922 / 960	LC-R0612P	6V 12Ah Plomb	AMP6401	(C)
	Pompe à perfusion	Keo Feed 3080	2.8-6 General Purpose	6V 2.8Ah Plomb	AMP9021	(C)
	Pompe à perfusion	Keo Feed 500 / 3000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3A Plomb	AMP9034	(C)
	Pompe à perfusion	Keo Feed 500 / 3000	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	(C)
 PHOTO INDISPONIBLE	Pompe à perfusion	MedSystem III	147518-100	3.6V 1.8Ah NiCd	MGN0931	(C)





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ALARIS / CAREFUSION / IVAC</b>						
	Pompe à perfusion	PC1	LC-R067R2P	6V 7.2Ah Plomb	AMP6407	(C)
	Pompe à perfusion	PC1	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	(C)
	Pompe à perfusion	PCAM / P100 / P2000 / P6000 / 1000 / 4000 / 5000 / 7000 / TIVA / 580 / 581 / 590 / 591 / 598	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	(C)
	Pompe à perfusion	PCAM / P100 / P2000 / P6000 / 1000 / 4000 / 5000 / 7000 / TIVA / 580 / 581 / 590 / 591 / 598	NP2.8-6	6V 2.8A Plomb	AMP9214	(C)
	Pompe à perfusion	PCAM / P100 / P2000 / P6000 / 1000 / 4000 / 5000 / 7000 / TIVA / 580 / 581 / 591 / 598	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	(C)
	Pousse-seringue	770 / 3080	0819-0012	6V 2.5Ah Plomb	AMP3707	(C)
<b>ALL BRANDS</b>						
	Eclairage bloc opératoire	SCY 24/280- 4VR7FL2	124736	6V 14Ah NiCd	MFN0002	(C)
	Eclairage bloc opératoire	SCY 24-240 / SCY 24-420	30104025, 5VB7FL3, 5VR-7FL3, 615944, 804611	6V 24Ah NiCd	MFN00174	(C)
	Eclairage bloc opératoire	SCY 24-240 / SCY 24-420	30104025, 5VB7FL3, 5VR-7FL3, 615944, 804611	6V 24Ah NiCd	MFN0062	(C)
<b>ANSMANN</b>						
	Tensiomètre	BP-SIM	-	7.2V 2.5Ah NiMH	MGH00620	(C)

## A

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>AQUAJJOY</b>					
	Lève-malade	Aquajoy	BLC 132013	13.2V 1.3Ah NiMH	MGH28304	Ⓒ
	<b>ARCOMED</b>					
	Pompe à perfusion	VP2000 / VP5000	-	12V 1.9Ah NiCd	MGN0293	Ⓒ
	Pompe à perfusion	VP6000 / VP7000 / SP6000 / SP7000	-	9.6V 2Ah NiMH	MGH00116	Ⓒ
	Enregistreur	Dash I / II Mark II	LC-R127R2PG	12V 7.2Ah Plomb	AMP6422	Ⓒ
	<b>ARJO</b>					
	Lève-malade	Alenti / Bolero (>2009) / Calypso (>2009) / Marisa / Maxi 500 / Maxi Move III / Minstrel Double / Minstrel Single / Miranti / Sara 3000 / Sara Lite / Walker (>2009)	NDA0200	24V 5.5Ah Plomb	AMP0755	Ⓒ
	Lève-malade	Concerto	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Lève-malade	Concerto	01-631-5638	12V 7.5Ah Lithium	AML9131	Ⓒ
	Lève-malade	Encore / OP / Opera / Sara Pieu / Sara Plus / Sara 3000 / Tandor / Tempo / Tenor	KPA0100	24V 5Ah Plomb	AMP0745	Ⓔ
	Lève-malade	Encore / OP / Opera / Sara Pieu / Sara Plus / Sara 3000 / Tandor / Tempo / Tenor	KPA0100	24V 6Ah Plomb	AMP0749	Ⓒ
	Lève-malade	Maxi Twin / Maxi twin compact / Sara Combilizer / Carendo / Carevo / Carino / BOB20 XX-01	-	24V 3Ah NiMH	MMH0073	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ARJO</b>						
	Lève-malade	Maxi Twin / Maxi twin compact / Sara Combilizer / Carendo / Carevo / Carino / BOB20 XX-01	NEA0100-083	24V 3Ah NiMH	AMH07038	Ⓒ
	Lève-malade	Maxi Twin / Maxi twin compact / Sara Combilizer / Carendo / Carevo / Carino / BOB20 XX-01	NEA0100-083	24V 2.5Ah NiMH	AMH0781	Ⓞ
	Lève-malade	Maxilift / Maxi-move / Ambulift / EZ lift / Sara / Sara 2000	5050E, KKA1100-04	24V 4Ah Plomb	AMP0741	Ⓒ
	Lève-malade	Sara Lite / Minstrel single / Minstrel double / Sara 3000 / Walker / Calypso / Alenti / Bolero / Miranti / Marisa / Maxi 500 / Maximove	NDA0100-03	24V 4Ah Plomb	MMP0046RE	Ⓓ
	Lève-malade	Sara plus / Encore / Opera / Tandor / Tempo / OP / Sara Pieu / Sara 3000 / Tenor	-	24V 5Ah Plomb	MXP0007RE	Ⓓ
	Lève-malade	Sarita / Trixie / Trixilift 0101	KTA0102, M22NF SLD G	24V 2Ah Plomb	AMP0716	Ⓒ
	Lève-malade	Walker / Sara 3000 / Sara Lite / Miranti / Minstrel Single / Minstrel Double / Maxi-Move / Maxi 500 / Marisa / Calypso / Bolero / Alenti	NDA0100, NDA0200	24V 4Ah Plomb	AMP0752	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Chargeur Lève-malade	Maxi Sky 1000 / Maxi Sky 2 / Maxi Sky 440 / Maxi sky 600	-	9.6V 1.7Ah NiCd / NiMH	CEP0723	Ⓒ
<b>ASELUX</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Batterie biomedicale divers	Madsen / AccuScreen	8-73-02400 88888973	3.7V 1.8Ah Lithium	AML07168	Ⓒ
<b>ASEPT INMED</b>						
	EKG	K130B	-	220V 1.7Ah NiMH	MGH00231	Ⓒ

## A

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ASEPT INMED</b>						
	Moniteur	A2000 bi-spectral / A2000 type bis	CSC07129	7.2V 2.1Ah NiMH	MGH00259	(C)
	Moniteur	Bis Vista	-	7.2V 2.6Ah Lithium	MGL00606	(C)
<b>ASSKEA</b>						
	Aspirateur de mucosités	DC20 / DC30	-	12V 2.5Ah NiMH	MGH00193	(C)
<b>ATMOS</b>						
	Aspirateur de mucosités	Atmolit / Atmolit N / Atmolit 16N	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0133	(C)
	Aspirateur de mucosités	Atmoport N	-	12V 3Ah NiCd	MGN0382	(C)
	Aspirateur de mucosités	Atmoval	-	12V 1.5Ah NiMH	MGH00107	(C)
	Aspirateur de mucosités	S041	-	18V 2.5Ah NiMH	MGH00568	(C)





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>BABY SCALE</b>						
	Pèse-bébé	DBS-930 / 20	-	8.4V 1.2Ah NiCd	MGN0797	(C)
<b>BARD</b>						
	Bilirubinomètre	Bardscan	PA-00250	12V 4Ah NiMH	MGH00566	(C)
	Bilirubinomètre	Bardscan	PA00250 VLAD	12V 4.5Ah NiMH	MGH28369RE	(R)
	Bilirubinomètre	Bardscan II	PA-00280	12V 4.5Ah NiMH	MMH00109RE	(R)
<b>BAXTER COLIN</b>						
	Echographe	Site Rite 3	SITE RITE III	14.4V 4Ah NiMH	MGH00158	(C)
	Mesure vessie	2500	0819-0012 Mo	6V 2.5Ah Plomb	AMP3707	(C)
	Mesure vessie	BV105 / 2500	0809-0012	6V 5Ah Plomb	AMP3702	(C)
	Défibrillateur	808	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	(C)
	Défibrillateur	808	NP10-6	6V 10Ah Plomb	AMP9206	(C)
	Moniteur	BP5000	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>BAXTER COLIN</b>						
	Moniteur	Escort Prism	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Oxymètre	Asat	-	8V 2.5Ah Plomb	MGP0017	Ⓒ
	Oxymètre	Bentley Oxygen / Ericsson / SM-0200	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Oxymètre	SM-0200 Bentley Oxygen / Ericsson	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Colleague	NP2-12 FR	12V 2Ah Plomb	AMP37117	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flo-Guard 2M8015 / 6000 / 6100	LC-R0612P	6V 12Ah Plomb	AMP6401	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flo-Guard 6000 / 6100	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flo-Guard 6000 / 6100	NP10-6	6V 10Ah Plomb	AMP9206	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flo-Guard 6300 / 6301	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flo-Guard 6300 / 6301	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>BAXTER COLIN</b>					
	Pompe à perfusion	Microate 821 / 522 / 2001	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	(C)
	Pompe à perfusion	Microate 821 / 522 / 2001	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	(C)
	Tensiomètre	BP88 / BP88 Si NEXT	ES2-12V	12V 2Ah Plomb	VMP1001	(C)
	Moteur chirurgical	Acculan GA 676 / Acculan 3Ti / Acculan 4 Aesculap Acculan GA 676 / Aesculap Acculan 1Ti Aesculap GA 666 / Aesculap GA 671 / GA 666 GA 671 / GA 676	GA666, GA671	9.6V 1.4Ah NiMH	MMH00101RE	(R)
<b>BBRAUN / AESCULAP</b>						
	Moteur chirurgical	Acculan 3Ti	GA676	9.6V 1.95Ah NiMH	AMH07100	(O)
	Moteur chirurgical	GP110	GP109810	9.6V 2.7Ah NiMH	MGH00790RE	(R)
	Pompe à perfusion	FMS	-	7.2V 1.3Ah NiCd	MGN0338	(C)
	Pompe à perfusion	Infusomat FM / Perfusor FM / 2000	-	7.2V 2.3Ah NiCd	MGN0339	(C)
	Pompe à perfusion	Infusomat Space / Perfusor Space	8713180	4.8V 2.1Ah NiMH	AMH07012	(O)
	Pompe à perfusion	Infusomat Space / Perfusor Space	8713180	4.8V 2.7Ah NiMH	MMH0082RE	(R)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>BBRAUN / AESCULAP</b>						
	Pompe à perfusion	Perfusor compact	JB2719EU	6V 1.8Ah NiCd	MGN0846	(C)
	Pompe à perfusion	Perfusor compact	JB1503EU	3.6V 1Ah NiCd	MGN0847	(C)
	Pompe à perfusion	SpaceStation MRI	6450013	7.2V 19Ah Lithium	MML00184RE	(R)
	Pousse-seringue	FT - FT91/P (external)	-	7.2V 2Ah NiCd	MGN0328	(C)
	Pousse-seringue	Secura FT/P VII / FT91 / F (Triangular Pack, internal)	-	7.2V 1.6Ah NiCd	MGN0279	(C)
	Thermomètre	Thermoscan Pro 4000	RA005	2.4V 0.72Ah NiMH	AMH071030	(O)
	Thermomètre	Thermoscan Pro 6000	104894	2.4V 0.75Ah NiMH	AMH071032	(O)
	Thermomètre	Datex-Ohmeda / Aesculap Acculan 2 GA616	GA 616	9.6V 2.1Ah NiMH	MXH0026	(C)
<b>BCI INTERNATIONAL</b>						
	Moniteur	Capnocheck Plus	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
<b>BIOCHEM</b>						
	Tensiomètre	Mini-Torr Plus	58522B2, 58480A6, 6004-506	6V 3Ah NiCd	AMN0790	(C)
<b>BIOHIT</b>						
	Pipette	Pipette	-	6V 0.150Ah NiMH	MBH0039	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>BIOLAT</b>						
	ECG	BLT2003	BLT2003	9.6V 2Ah NiMH	AMH071025	(C)
<b>BIONET</b>						
	ECG	Cardiocare 2000 / Cardio touch 3000 / Cardiogima 12M	GP130AAM20YMXZ	12V 2.6Ah NiMH	AMH071026	(C)
	Moniteur	BM3 / BM3 Plus / BM5	BM-BAT-4	11.1V 2.6Ah Lithium	AML0781	(C)
<b>BIS</b>						
	Moniteur	Vista	150-0245	7.2V 2.6Ah Lithium	MGL00616	(C)
<b>BISON</b>						
	Monte-escalier	Bison 50 - long leads (x2 units required)	GP200SCK10XMXZ	12V 6Ah NiMH	MGH28309	(C)
	Monte-escalier	Bison 80 - long leads (x2 units required)	FREEWAY-D5000	12V 5Ah NiCd	MGN28250	(C)
	Monte-escalier	Bison 80 - short leads (x2 units required)	FREEWAY-D5000	12V 4.5Ah NiCd	MGN28191	(C)
<b>BLANCO</b>						
	Table d'opération	Operating table	12-12 General Purpose	12V 12Ah Plomb	AMP9038	(C)
	Table d'opération	Operating table	NP12-12	12V 12Ah Plomb	AMP9207	(C)
<b>BLEASE</b>						
	Moniteur	Mcare 300 / 300D	989803144631, LI202S-60A	10.8V 6.6Ah Lithium	AML90114	(C)

## B

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>BLICK</b>						
	Appelle-malade	Aquarius	-	3.6V 0.3Ah NiMH	MGH00222	(C)
	Appelle-malade	Controller	AU060436	4.5V 1.46Ah Alkaline	MGA0028	(C)
<b>BOSCAROL</b>						
	Aspirateur de mucosités	OB MINI VAC 500CC	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	(C)
	Aspirateur de mucosités	OB MINI VAC 500CC	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)
	Aspirateur de mucosités	OB1000	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)
	Aspirateur de mucosités	OB1000	NP3.2-12	12V 3.2Ah Plomb	AMP9242	(C)
	Aspirateur de mucosités	OB2012 / Zimmer ATS3000	4.5-12 General Purpose	12V 4.5Ah Plomb	AMP9036	(C)
	Aspirateur de mucosités	OB2012	NP4-12	12V 4Ah Plomb	AMP9217	(C)
<b>BOSCH</b>						
	ECG	501	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	(C)
	ECG	503	1.2-12 General Purpose	12V 1.3Ah Plomb	AMP9033	(C)
<b>BREAS MEDICAL</b>						
	Ventilateur	Nippy Junior + / S+ / ST+ / 3+ / Jnr+	0913	18.25V 6.8Ah lithium	MGL28451	(C)
PHOTO INDISPONIBLE	Ventilateur	PV401	A512/6.5S	12V 6.5Ah Plomb	AMP8090	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CAMBRIDGE INSTRUMENTS</b>						
	Echographe	Explorer	24-12 Cyclic	12V 24Ah Plomb	AMP90100	Ⓒ
	Echographe	Explorer	NPC24-12I	12V 24Ah Plomb	AMP9245	Ⓒ
<b>CAMINO LABORATORIES</b>						
	Moniteur	Cranial press	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Moniteur	Cranial press	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
<b>CARDIAC SCIENCE / AED</b>						
	Défibrillateur	AEDG3 / AEDV3	9146-302	12V 7.5Ah Lithium	AML0703	Ⓒ
	Défibrillateur	Powerheart G3 PRO / 9300A / 9300E / 9390A / 9390E	9146-302	12V 7.5Ah Lithium	AML0703	Ⓒ
	Défibrillateur	Powerheart G3 PRO / 9300A / 9300E / 9390A / 9390E AEDG3 / AEDV3	9146	12V 7.5Ah Lithium	MML00197RE	Ⓓ
	Défibrillateur	Powerheart G3 Pro / Responder	9145-301	12V 7.5Ah Lithium	AML0713	Ⓒ
	Défibrillateur	Powerheart G5	XBTAED001A	12V 7.5Ah Lithium	AML0789	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CARDIETTE</b>						
	ECG	AR600 / AR600 ADV	39701300, 69701300	9.6V 1.6Ah NiMH	AMH0787	Ⓒ
	ECG	Start 100 / Model 100	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	Ⓒ
<b>CARDINAL MEDICAL</b>						
	Poignée rechargeable	CJB-191	1919-P-7069, 78904586	3.6V 0.75Ah NiCd	AMN0730	Ⓒ
<b>CARDIO RAPID</b>						
	ECG	Portable	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	Ⓒ
<b>CARDIOLINE</b>						
	Défibrillateur	AR1000 / AR1200	9146-302	12V 7.5Ah Lithium	AML0703	Ⓒ
	ECG	AR600 view / AR600 ADV / AR600	6112	9.6V 1.6Ah NiMH	AMH0787	Ⓒ
	ECG	AR1200 / AR1200 view	CSA15098	12V 1.8Ah NiMH	AMH0784	Ⓒ
	ECG	AR1200 / AR1200 view	110176 120176 6113	12V 2Ah NiMH	MGH00932	Ⓒ
<b>CAREFUSION</b>						
	ECG	Delta 1 Plus / 3 / 3 Plus	11220211-01	24V 0.7Ah NiCd	AMN0776	Ⓒ
	ECG	Delta 60 / 60 plus	BATT/110260	24V 1.8Ah NiCd	AMN0786	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CAREFUSION</b>						
	Spiromètre	Microlab ML3500 / MK5 SER 15000+	MLA4303, MLA5009	7.2V 0.65Ah NiCd	MGN0852	(C)
<b>CARPENTER</b>						
	Coussin	Cairflow Dynaseat	-	6V 2.5Ah NiMH	MGH00771	(C)
<b>CASMED</b>						
	Moniteur	CAS 730 / 740 / 750 (with connector)	CSA07108	7.2V 4Ah NiMH	AMH0711	(C)
<b>CEFAR</b>						
	Electrostimulation	ACTIV4 / MYO4 / REHAB4	-	7.2V 1.7Ah NiMH	MGH00268	(C)
	Electrostimulation	Activa 300 / 600 Pro Acus 4 Pro / Elite 4 / Globus / Globus Genesy 3000 / Myo Max 4 / Mystim / Premium 200 / Rehab 4 / Rehab 4 Pro / 2650	-	7.2V 1.6Ah NiMH	MGH00701	(C)
	Electrostimulation	Myo / Myo II / Physio 4	-	9.6V 1.5Ah NiMH	MGH00260	(C)
	Electrostimulation	Myo / Myo II / Physio 4	-	9.6V 2.5Ah NiMH	MGH00408	(C)
	Electrostimulation	REHAB4	-	7.2V 1.7Ah NiMH	MGH00241	(C)
<b>CLIMET</b>						
	Aériobiocollecteur	CI-90	WILPA1788	9.6V 7.6Ah NiMH	MGH00807	(C)
<b>CLINITEC</b>						
	ECG	P7000	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CLINITEC</b>						
	ECG	P7000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	
<b>CME</b>						
	ECG	100P	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	
<b>CMICS</b>						
	ECG	ECG-11D	DJDB144	14.4V 2.6Ah Lithium	AML0759	
	Tensiomètre	DJDB1200 / DJDB	DJDB144	14.4V 2.6Ah Lithium	AML0759	
<b>COBLENTZ II</b>						
	Micromoteur	Portable II	-	14.4V 0.8Ah NiMH	MMH0084	
<b>CODAN</b>						
	Pompe à perfusion	Argus 414 / 344	-	12V 1.9Ah NiCd	MGN0293	
	Pompe à perfusion	Argus 707 / 707V	-	12V 1.7Ah NiMH	MGH00282	
	Pompe à perfusion	Argus 707 / 707V / 708	-	12V 1.7Ah NiMH	MGH28307	
<b>COLIN MEDICAL</b>						
	Moniteur	Duxeo BX10	BX10	12V 4Ah NiMH	MGH00166	
	Moniteur	PNI	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>COLIN MEDICAL</b>						
	Moniteur	PNI	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Moniteur	S510	NJ1020	12V 4Ah NiMH	AMH13133	Ⓒ
	Tensiomètre	BP8800	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	Ⓒ
	Tensiomètre	BP8800	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Tensiomètre	Pressmate 8800 / 8800C / 8800MSP	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
<b>COLSON</b>						
	Défibrillateur	Def-NS1	CUSA1103BB	12V 4.5Ah Lithium	MML00201RE	Ⓓ
	Défibrillateur	NF1201 / IPAD / DEF-I / Auto def / NF1200	CUSA0601F	12V 4.2Ah Lithium	AML0726	Ⓒ
	ECG	Cardiette	17000509	9.6V 2.5Ah NiMH	MGH00410	Ⓒ
	ECG	Cardiopraticque 3000	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	ECG	Cardiopraticque 3000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>COLSON</b>						
	ECG	Start 100	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	(C)
	Lève-malade	Translett	DP2400, FOB-A08	7.2V 1.7Ah NiMH	MGH00534	(C)
<b>COMEN</b>						
	Moniteur	Star 8000	022-000084-00	10.8V 2.6Ah Lithium	MGL00602	(C)
<b>CONMED-LINVATEC</b>						
	ECG	PRO3115	PRO3115	9.6V 2.1Ah NiMH	MGH00723RE	(R)
<b>COROMETRICS</b>						
	Moniteur	511	LC-R067R2P	6V 7.2Ah Plomb	AMP6407	(C)
	Moniteur	511	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	(C)
	Moniteur	555 / Zimmer ATS2000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Moniteur	555	NP2.1-12FR	12V 2.1Ah Plomb	AMP9226	(C)
	Moniteur	Neotrack 502	0819-0012	6V 2.5Ah Plomb	AMP3707	(C)
<b>COW &amp; GATE</b>						
	Pompe à perfusion	Flocare 500	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>COW &amp; GATE</b>						
	Pompe à perfusion	Flocare 500	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	
	Pompe à perfusion	Flocare 800	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	
	Pompe à perfusion	Flocare 800	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	
<b>CRITICARE</b>						
	Moniteur	508	4-12 L General Purpose	12V 4Ah Plomb	AMP9066	
	Moniteur	507 / 506 / 5070 / Poet TE602	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	
	Moniteur	507 / 506 / 5070 / Poet TE602	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	
	Moniteur	Poet +8100	ES2-12V	6V 7Ah Plomb	VMP1001	
	Oxymètre	500	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	
	Oxymètre	503 / 1040 / 5040 / 504 Pony	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	
	Oxymètre	503 / 1040 / 5040 / 504 Pony	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CRITICARE</b>						
	Oxymètre	506LN3 / 506NT / 506N3	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	
	Oxymètre	END / TLCO2 / 502 / 502US / 50245 / 503 / 504 / 50445 / 506 / 504US / 506DXN / 504 DX	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	
	Oxymètre	END / TLCO2 / 502 / 502US / 50245 / 503 / 504 / 50445 / 506 / 504US / 506DXN / 504 DX	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	
	Oxymètre	Poet IQ / 600 / 601 / 602 / 602-1 / 602-2 / 602-3	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	
	Oxymètre	Poet IQ / 600 / 601 / 602 / 602-1 / 602-2 / 602-3	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	
<b>CRITIKON / GE HEALTHCARE</b>						
	Défibrillateur	Cardioserv	30344030	12V 1.9Ah NiCd	AMN0780	
	Défibrillateur	IPAD NF1201 / IPAD NF1200	CUSA0601F	12V 4.2Ah Lithium	AML0726	
	Défibrillateur	Responder AED Pro	2023681-301	12V 4.4Ah Lithium	AML0762	
	ECG	Mac 1600	2035701-001	14.4V 2.3Ah Lithium	AML0779	
	ECG	Mac 400 / 600	2030912-001	7.2V 2.2Ah Lithium	AML0748	

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>CRITIKON / GE HEALTHCARE</b>					
	ECG	Mac 500 / 1000 / 1100 / 1200 / 1200ST	303-442-70	18V 2Ah NiCd	AMN0722	Ⓒ
	ECG	Micro-Cardiac Out Put 7350 / 7300	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	ECG	Micro-Cardiac Out Put 7350 / 7300	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Echographe	LOGIQ-E / LOGIC-E / VIVID-E	5120410-2	14.8V 5.2Ah Lithium	AML0724	⓪
	Echographe	Venue 40 / Venue 50 / NZBP32	5195559-2	11.1V 5Ah Lithium	AML0796	Ⓒ
	Echographe	Vivid-S5 / Vivid-i / Vivid-S6 / Vivid-q	2378963-2	14.4V 6.6Ah Lithium	AML0764	⓪
	Echographe	Voluson I / Voluson E	KTZ302054	14.4V 6.27Ah Lithium	AML0768	Ⓒ
	Moniteur	Carescape B 650	2036984-001	11.1V 6.21Ah Lithium	AML0758	Ⓒ
	Moniteur	Care Scape V100 / DPC400N / Pro care 100 / 300 / 320 / 400 / 420	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Moniteur	Care Scape V100 / DPC400N / Pro care 100 / 300 / 320 / 400 / 420	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CRITIKON / GE HEALTHCARE</b>						
	Moniteur	Dash 2500	DASH-2500	8.4V 7.6Ah NiMH	MGH00706	(C)
	Moniteur	Dinamap 8710 / 8725	MS31385	14.4V 5.2Ah Lithium	MGL00308	(C)
	Moniteur	Dinamap 8100 / 8103 / 8720 / 8100T / 8100 XL / 8102 / 9302 / 9340XL / 9350 / 8110 / 8120 / 9400 / 9300 / 9700 / 9303XL / 9350XL / 9500XL / 9700 / Compact T / Dinamap XL V8103 / V8720	-	12V 2.8Ah Plomb	MGP0026	(C)
	Moniteur	Dinamap 8710 / 8725	MS14490	14.4V 4.4Ah Lithium	AML0706	(C)
	Moniteur	Dinamap MPS 722X / Spacelabs - SL1030 / Spacelabs - SL1050 / Spacelabs - Ultraview SL2400	040-1073-00	12V 2.45Ah NiMH	AMH0713	(C)
	Moniteur	Dinamap P81T / P81	BATT/110446	4.8V 1.5Ah NiMH	AMH07031	(C)
	Moniteur	Dinamap Plus 8700, 8710, 8712, 8720, 8725, 9700, 9710, 9720 VSM Plus / Dinamap pro 100-400 / Compact BP TS / WP1223A	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
	Moniteur	Dinamap Pro 1000 (Insert)	-	12V 7.2Ah NiMH	MGH0093	(C)
	Moniteur	Dinamap Series 1846 / 1846P / 1846SX / 1846SXP	LS14250-CNA	3.6V 1.2Ah Lithium	PCL7416B	(C)
	Moniteur	Mini Dash	2031069-003	11.4V 1.85Ah Lithium	AML0730	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>CRITIKON / GE HEALTHCARE</b>						
	Moniteur	OEC 9600 / 9800	00-900589-01	192V 2.5Ah Plomb	MXP0023RE	(R)
	Oxymètre	Oxyshuttle 2	120121	7.2V 4Ah NiCd	MFN0033	(C)
	Pompe à perfusion	Flow monitor / 2100	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	(C)
	Pompe à perfusion	Flow monitor / 2100	NP10-6	6V 10Ah Plomb	AMP9206	(C)
	Pompe à perfusion	300955	040-1073-00	12V 2.45Ah NiMH	AMH0713	(C)
	Pousse-seringue	90	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Pousse-seringue	90	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	(C)
 PHOTO INDISPONIBLE	Électrocardio-gramme	EKG Mac C3, EKG Mac 400 et EKG Mac 600	2011132, 2011133-001 2030912-001 2047357-001 2073265-001 2111132-001	7.2V 3350mAh Lithium	AML07146	(O)
<b>CU MEDICAL SYSTEMS</b>						
	Défibrillateur	NF1200 / Ipad / NF1201	CUSA0601F	12V 4.2Ah Lithium	AML0726	(O)

## D

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>DEFIBTECH</b>						
	Défibrillateur	Lifeline AED DCF-110 / DDU-100 / DBP-1400 / DBP-2800 / DCF-200 / DCF-E110 / DCF-E120 / DCF-E200	DBP-1400	15V 1.4Ah Lithium	AML0736	Ⓞ
<b>DELFI</b>						
	Garrot/ tourniquet	9-2100 / 4-2100-017 Series / PTS	4-2100-017	4.8V 2.5Ah NiMH	MGH00240	Ⓞ
<b>DEVILBISS</b>						
	Aspirateur de mucosités	Compact / Vacu-Aide / 7304-A / 7304-D	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	Ⓞ
	Aspirateur de mucosités	Compact / Vacu-Aide / 7304-A / 7304-D	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓞ
	Aspirateur de mucosités	LCSU / Suction Unit Sunrise / Vacu-Aide QSU / 7305 series / Sunrise PU101823	7305 P-413, 7314P-614	12V 2.5Ah Plomb	AMP0739	Ⓞ
	Aspirateur de mucosités	LCSU / Suction Unit Sunrise / Vacu-Aide QSU / 7305 series / Sunrise PU101823	7305 P-413, 7314P-614	12V 2.5Ah Plomb	MGP28108	Ⓞ
	Nébuliseur	Pulmo Aide / Traveler	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓞ
	Nébuliseur	Pulmo Aide / Traveler	NP3.2-12	12V 3.2Ah Plomb	AMP9242	Ⓞ
<b>DIAGNOSTIC ULTRASOUND CORP.</b>						
	Echographe	500 / BVI 2000 / BU12000 / BZ12500	0809-0012	6V 5Ah Plomb	AMP3702	Ⓞ
	Echographe	BV2500	0819-0012	6V 2.5Ah Plomb	AMP3707	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>DIASYS</b>						
	Tensiomètre	Novacor	-	3.6V 0.8Ah NiMH	MGH0081	(C)
<b>DIVERSIFIED MEDICAL</b>						
	Poignée rechargeable	N N36751	1919-P-7069, 78904586	3.6V 7.5Ah NiCd	AMN0730	(C)
<b>DONGJIANG</b>						
	ECG	ECG-1220	DJDB144	14.4V 2.6Ah Lithium	AML0759	(C)
<b>DOPPLER SEGA / PARKS ELECTRONICS</b>						
	Doppler	1010	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)
	Doppler	1010	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	(C)
	Doppler	1010	120185	12V 7Ah NiCd	MFN0014	(C)
	Doppler	1050 / 1051 / 1052 / 1059 / 2050	4.5-12 General Purpose	12V 4.5Ah Plomb	AMP9036	(C)
	Doppler	1050 / 1051 / 1052 / 1059 / 2050	NP4-12	12V 4Ah Plomb	AMP9217	(C)
	Doppler	611 / 613 / 809 / 909 / 922 / 811LS / 911S / 915SAL	A506/1.2S	6V 1.2Ah Plomb	AMP8071	(C)
	Doppler	611 / 809 / 811AL / 811B / 811H / 811L / 811S / 909 / 911L / 911S / 915AL / 915L / 917 / 918	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)

## D

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>DOPPLER SEGA / PARKS ELECTRONICS</b>						
	Doppler	611 / 809 / 811AL / 811B / 811H / 811L / 811S / 909 / 911L / 911S / 915AL / 915L / 917 / 918	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	Doppler	925L / 811L	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	Ⓒ
	Doppler	925L / 811L	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	Ⓒ
	Doppler	Echo	120412	9.6V 0.7Ah NiCd	MFN0035	Ⓒ
	Doppler	M8111 / 613 / 614 / 615 / 711 / 801B / 808 / 811 / 812 / 821 / 822 / 912 / 915	-	12V 0.3Ah NiMH	MBH0038	Ⓒ
<b>DRAEGER / SIEMENS</b>						
	Alcool-test	7410 / 7410 plus	-	3.6V 2Ah NiMH	MGH00589	Ⓒ
	Bilirubinomètre	JM101 / JM102	-	4.8V 0.27Ah NiCd	MGN0348	Ⓒ
	Bilirubinomètre	JM103	2HR-4UC	2.4V 0.7Ah NiMH	MGH00144	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Bilirubinomètre	JM105	MU24842	2.4V 0.45Ah NiMH	AMH07046	Ⓔ
	Incubateur	TI500	A512/25G5	12V 25Ah Plomb	AMP8084	Ⓒ








	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	Moniteur	Infinity Delta / Infinity Delta XL / Infinity Gamma XL	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
 PHOTO INDISPONIBLE	Moniteur	Infinity Kappa	MS15230	4.8V 6Ah NiMH	AMH07022	(C)
	Moniteur	Infinity M540	MS17465	7.4V 2.6Ah Lithium	MGL9064	(C)
	Moniteur	Infinity Delta / Gamma (Internal) / Gamma XXL Delta	MS14490	14.4V 4.4Ah Lithium	AML0706	(C)
	Moniteur	Internal Delta / Infinity Delta XL / Gamma / Gamma XL / Vista / SC6802XL / 6002XL / 14490 (internal)	MS31385	14.4V 5.2Ah Lithium	MGL00308	(C)
	Moniteur	SC8000 (internal)	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	(C)
	Moniteur	SC8000 (internal)	2.3-12 General Purpose	12V 2.2Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Moniteur	Vamos	6012P	10.8V 7.8Ah Lithium	IML91846	(C)
	Moniteur	Violet	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	(C)
	Moniteur	Violet	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>DRAEGER / SIEMENS</b>					
	Ventilateur	Babylog 2000	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	(C)
	Ventilateur	Babylog 2000	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	(C)
	Ventilateur	EV800 / EV801	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	(C)
	Ventilateur	Evita 2 / XL	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	(C)
	Ventilateur	Evita 2 / XL / 4 (new)	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)
	Ventilateur	Evita 4 (External) / Primus	LC-XD1217P	12V 17Ah Plomb	AMP6421	(C)
	Ventilateur	Evita 4 (External) / Primus	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
	Ventilateur	Evita 4 (Internal) / XL / 2	A512/3.5S	12V 3.5Ah Plomb	AMP8085	(C)
	Ventilateur	Evita 4 / CR2NP	CR12600SE	3V 1.5Ah Lithium	PCL8716	(C)
	Ventilateur	Julian	LC-R127R2P	12V 7.2Ah Plomb	AMP6422	(C)





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	DRAEGER / SIEMENS					
	Ventilateur	Julian	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Ventilateur	Oxylog 2000 Microvent	8411599	7.2V 1Ah NiCd	AMN0747	Ⓒ
	Ventilateur	Oxylog 2000+ / 3000 / 3000+	2M86733	11.1V 7.2Ah Lithium	AMN0784	Ⓒ
	Ventilateur	Oxylog 3000	6012P	10.8V 7.8Ah Lithium	IML91846	Ⓒ
	Lève-malade	Bella Vital	BATHROOM HOIST 17256-3LTD	11.1V 2.6Ah Lithium	MGL28411	Ⓒ



TYPE DE BATTERIE\*



Batterie COMPATIBLE



Batterie D'ORIGINE



Batterie DE RECONDITIONNEMENT

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>EAST RADCLIFFE</b>						
	Ventilateur	RB2	24-12 Cyclic	12V 24Ah Plomb	AMP90100	Ⓒ
	Ventilateur	RB2	NPC24-12i	12V 24Ah Plomb	AMP9245	Ⓒ
<b>EDAN</b>						
	ECG	SE Express	-	14.8V 5.2Ah Lithium	MGL00528	Ⓒ
	Moniteur	M8B / M8A / M9B / M9 / SE3 / SE-3	HYLB-957A	14.4V 2.6Ah Lithium	AML90111	Ⓒ
	Moniteur	M3	HYLB-1049	14.8V 5.2Ah Lithium	AML07101	Ⓒ
	Moniteur	M80 / M50	01.21.064143, TWSLB-003	14.8V 5.2Ah Lithium	AML90217	Ⓒ
	Moniteur	SE-1200 / SE-300A / SE-300G / SE-3 / SE-300B / SE-300 / SE-1	HYLB-102	14.4V 2.6Ah Lithium	AML0757	Ⓒ
	Moniteur	SE3 / SE-3	HYLB-231	14.4V 5.2Ah Lithium	AML90112	Ⓒ
	Moniteur	IM12 / IM20	TWSLB-012	11.1V 3.4Ah Lithium	AML07163	Ⓒ
	Moniteur	IM12 / IM20	TWSLB-012	11.1V 3.4Ah NiCD	AML07170	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ENGSTROM</b>						
	Ventilateur	Ventilator	-	9.6V 2Ah NiCD	MGN0325	Ⓒ
	Pipette	Research pro 4860501002 / 4860000011	4860501002	2.4V 2Ah NiMH	MGH00678	Ⓒ
<b>EPPENDORF</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Pipette	Research pro EP4860501002 / 4860 501.002-05	-	2.4V 1.2Ah NiMH	MGH28353	Ⓒ
<b>ESAOTE MEDICAL</b>						
	ECG	P80 / P8000 power	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	ECG	Personal 120	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0286	Ⓒ
<b>ESAOTE MEDICAL</b>						
	Echographe	Ultraschall Mylab 30 / Mylab 25 / Mylab 25 Gold	NL2024HD	14.4V 6.6Ah Lithium	AML0751	Ⓒ
<b>ESCHMANN</b>						
	Table d'opération	-	24-12 Cyclic	12V 24Ah Plomb	AMP90100	Ⓒ
	Table d'opération	-	NPC24-12i	12V 24Ah Plomb	AMP9245	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>FISHERBRAND</b>						
	Thermomètre	Kangaroo	6LP3146	9V 0.55Ah Alcaline	PRA2410	Ⓒ
<b>FLAEM NUOVA</b>						
	Aspirateur de mucosités	Mini transfer	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Mini transfer	NP3.2-12	12V 3.2Ah Plomb	AMP9242	Ⓒ
<b>FLEXINEB</b>						
	Vétérinaire	Nebulizer System	-	7.2V 2.6Ah Lithium	MGL00456	Ⓒ
<b>FOURES</b>						
	Pousse-seringue	Phoenix	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
<b>FRANCE REVAL</b>						
	Lève-malade	Saxo 5460	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	Ⓒ
<b>FREEWAY</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Lève-malade	P200	-	24V 2.3Ah Plomb	MMP28120	Ⓒ
<b>FRESENIUS / VIAL</b>						
	Dialyse	4008 / 4008H	4008H	18V 3.4Ah Plomb	MGP0029	Ⓒ
	Dialyse	5008H	LC-P127R2P	12V 7.2Ah Plomb	AMP6435	Ⓒ
	Dialyse	5008H	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ



Batterie COMPATIBLE



Batterie D'ORIGINE



Batterie DE RECONDITIONNEMENT

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>FRESENIUS / VIAL</b>						
	ECG	MCM500D / MCM500	BATT/110050	6V 3Ah NiMH	AMH07032	(C)
	Pompe à perfusion	Agilia Volumat	-	7.4V 2.3Ah Lithium	MGL00138	(C)
	Pompe à perfusion	Frentamat / 162 Enteil	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	(C)
	Pompe à perfusion	Frentamat / 162 Enteil	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)
	Pompe à perfusion	Injectomat Agilia	-	6V 2Ah NiMH	MGH00194	(C)
	Pompe à perfusion	Injectomat Agilia	-	6V 2.5Ah NiMH	MGH00460	(C)
	Pompe à perfusion	Miniflo	-	7.2V 1.8Ah NiCd	MGN0287	(C)
 PHOTO INDISPONIBLE	Pompe à perfusion	Optima 2 / 3	-	12V 3Ah NiMH		(C)
	Pompe à perfusion	Optima 2 / 3	-	12V 1.3Ah NiCd	MGN0293	(C)
	Pompe à perfusion	Optima MS	-	6V 3Ah NiMH	MGH00128	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	FRESENIUS / VIAL					
	Pompe à perfusion	Optima MS / PT / ST / VS / MCM 440 PT / MCM OT / MCM 550ST	-	6V 3.5Ah NiMH	MGH00811	(C)
	Pompe à perfusion	Orchestra MVP-DPS / MVP / Frentamat / DPS / Pilot A2	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	(C)
	Pompe à perfusion	Orchestra MVP-DPS / MVP / Frentamat / DPS / Pilot A2	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Pompe à perfusion	VIP2 / Inca	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)
	Pompe à perfusion	VIP2 / Inca	NP2.8-12	12V 2.8Ah Plomb	AMP9213	(C)
	Pompe à perfusion	VM8000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Pompe à perfusion	VM8000	NP2.1-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9212	(C)
	Pousse-seringue	Injectomat C / Injectomat CP / Injectomat CE2 / Injectomat 2000 / Pilot A2	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	(C)
	Pousse-seringue	Injectomat C / Injectomat CP / Injectomat CE2 / Injectomat 2000 / Pilot A2	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Pousse-seringue	Program 1 Pilot C / Pilot A	A506/1.2S	6V 1.2Ah Plomb	AMP8071	(C)





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>FRESENIUS / VIAL</b>						
	Pousse-seringue	Program 2	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	Dialyse	5008	-	24V 7Ah NiMH	MXP0027	Ⓞ
<b>FRESENIUS / KABI</b>						
	Pousse-seringue	Agila VP / Agila SP	179043/VP, Z179971	7.2V 2.2Ah Lithium	AML07145	Ⓒ
<b>FUKUDA / DENSHI</b>						
	ECG	Alpha 1000	-	12V 2.1Ah NiMH	MGH00295	Ⓒ
	ECG	Cardimax FX7202	FX7202	9.6V 1.7Ah NiMH	MGH00274	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	ECG	Cardimax FX7402	-	9.6V 4Ah NiMH	MMH0059	Ⓒ
	ECG	Cardimax FX7402 / FX7542	8/HRY-4/3AFD	9.6V 3.8Ah NiMH	AMH0778	Ⓒ
	ECG	FX8322	FX8322	14.8V 4.6Ah Lithium	AML0799	Ⓞ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	ECG	Modulus SE	1503-3045-000	12V 2.2Ah Plomb	AMP0754	Ⓒ
	Moniteur	5120 / 5400 / 5410 / 5420 / 6800	-	4.8V 2Ah NiCd	MGN0327	Ⓒ
	Moniteur	AS3	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	Ⓒ
	Moniteur	AS3	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Moniteur	AS3	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	Moniteur	AS5 / AS3 / LM / LM-1 / LM-P1 Light / Light AS5	-	13.2V 1.8Ah NiCd	MMN0042RE	Ⓓ
	Moniteur	AS5 Compact (x2 units required)	17014	12V 3.6Ah NiMH	MGH00110	Ⓒ
	Moniteur	Cardiicap 5	2.6-12 General Purpose	12V 2.6Ah Plomb	AMP9025	Ⓒ
	Moniteur	Dash 3000 / 4000 / 5000	2017857-002	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0729	Ⓒ
	Moniteur	Eagle (memory)	CR2477N	3V 0.95Ah Lithium	PBL7326B	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / DATEX - OHMEDA</b>						
	Moniteur	Normacap 200	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Moniteur	Normacap CD200	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	Oxymètre	5000	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Oxymètre	5000	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Oxymètre	3770 / 3775	-	9.6V 2.7Ah NiMH	MGH00384	Ⓒ
	Oxymètre	Biox 3701 / 3700E / 3710 / 3800 116-126	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	Ⓒ
	Oxymètre	Biox 3740 / 3740 / 370 / 3760 / 3760P	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	Ⓒ
	Oxymètre	Biox 3740 / 3740 / 370 / 3760 / 3760P / IVA	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Oxymètre	Biox 3900 / 3800 / 3901 (with connector)	6050-0003-715	8V 3.2Ah Plomb	AMP0714	Ⓒ
	Oxymètre	IVA / Biox	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / DATEX - OHMEDA</b>						
	Oxymètre	OSP200 (x2 units required)	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	Ⓒ
	Oxymètre	P200	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	Ⓒ
	Oxymètre	P200	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ
	Oxymètre	Satlite	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Oxymètre	Satlite OSP200 (x2 units required)	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Oxymètre	Satlite Trans (x2 units required)	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	Oxymètre	Trustat	EE120445	4.8V 3Ah NiMH	MGH28262	Ⓒ
	Oxymètre	Trustat	6050-0006-578	4.8V 3.2Ah NiMH	MGH00833	Ⓒ
	Pousse-seringue	9000	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Pousse-seringue	9000	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / DATEX - OHMEDA</b>						
	Station d'anesthésie	Aestiva 5 / Aspire 5 Inovent (1hr.) / Rev. D	1503-3045-000	12V 2.2Ah Plomb	AMP0754	Ⓒ
	Ventilateur	7800 / 7810	-	4.8V 1.8Ah NiCd	MGN0361	Ⓒ
	Ventilateur	Aestiva	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Ventilateur	Aestiva	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
	Ventilateur	Aestiva	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	Ⓒ
	Ventilateur	Aestiva 3000 / 5000 / 7900	1503-3045-000	12V 2.2Ah Plomb	AMP0754	Ⓒ
	Ventilateur	Aestiva 5 / 3000 / 7900 / Excel 7000	1503-3045-000	12V 2.2Ah Plomb	MGP0076	Ⓒ
	Ventilateur	Erica	-	9.6V 2Ah NiCd	MGN0325	Ⓒ
	Ventilateur	Flexivent II	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Ventilateur	Modulus	LS14500 AA	3.6V 2.25Ah Lithium	PCL7403	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / DATEX - OHMEDA</b>						
	Ventilateur	Modulus 2 Plus	LC-R0612P	6V 12Ah Plomb	AMP6401	Ⓒ
	Défibrillateur	Defiport / Defiscope M	120199	12V 1.3Ah NiCd	MFN0038	Ⓒ
	Défibrillateur	Responder 1000 / 1100 Defiport SCP 840 / 912 (with tags)	20510002	18V 0.7Ah NiCd	MGN0038	Ⓒ
	Défibrillateur	Responder 1000 / 1100 Defiport SCP 840 / 912 (with wires)	20510002	18V 0.7Ah NiCd	AMN0674	Ⓒ
	Défibrillateur	Responder 3000	-	12V 3Ah NiCd	MGN0387RE	Ⓓ
	Défibrillateur	Responder Pro	2023681-301	12V 4.4Ah Lithium	AML0762	Ⓒ
	Défibrillateur	SCP 852 Servogard / 851 Servogard	PC01053	12V 3.4Ah NiCd	MGN0034	Ⓒ
	Défibrillateur	SCP 900 / 910 / 913 / 915 / 922	30344030	12V 1.2Ah NiCd	AMN0710	Ⓒ
	Défibrillateur	SCP 900 / 910 / 913 / 915 / 922	30344030	12V 1.9Ah NiCd	AMN0780	Ⓒ
<b>GE HEALTHCARE / HELLIGE / MARQUETTE</b>						
	ECG	Mac Vu (x2 units required)	EP13	12V 13Ah Plomb	AMP3724	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	ECG	Cardio EK31 / EK32 / EK33 / EK43 / EK403	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	ECG	Cardiosmart Mac PC 500 Mac 1100 / Mac 1200 / Mac 1200ST / Mac 1500	-	18V 1.8Ah NiCd	MGN0239	Ⓒ
	ECG	Cardiosmart Mac 1100 / Mac 1500 / Mac 1200 (backup)	BR2330/1HHN	3V 0.25Ah Lithium	PBL6423B	Ⓒ
	ECG	EK51	-	10.8V 0.7Ah NiCd	MGN0056	Ⓒ
	ECG	EK53 / EK56	-	21.6V 1.8Ah NiCd	MGN0040	Ⓒ
	ECG	Mac 12 / PC / 6	3807-001	19.2V 2Ah NiCd	MGN0850	Ⓒ
	ECG	Mac 1200	CR2450	3V 0.62Ah Lithium	PBL6484	Ⓒ
	ECG	Mac 1200	CR2450	3V 0.6Ah Lithium	PBL9515	Ⓒ
	ECG	Mac 15 / Mac 12	401086-002	3.6V 0.65Ah NiCd	MGN0364	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	ECG	Mac 15 / Mac 12	401086-002	3.6V 0.6Ah NiCd	MGN0904	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / HELLIGE / MARQUETTE</b>						
	ECG	MAC 1600	2035701-001	14.4V 2.3Ah Lithium	AML0779	Ⓞ
	ECG	Mac 2000 / FRU Mac	2066261-085, 2066261-013	14.4V 2.25Ah Lithium	AML07104	Ⓞ
	ECG	Mac 3500 / 5000 / 5500 / 5500HD	900770-001	18V 4Ah NiMH	AMH0777	Ⓞ
	ECG	Mac 500 / 1200 / 1100 / 1200 / 1200ST	303-442-70	18V 2Ah NiCd	AMN0722	Ⓞ
	ECG	Mac 500 / Microsmart	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓞ
	ECG	Mac 8 / Mac Personal	-	19.2V 4.5Ah NiCd	MGN0118	Ⓞ
	ECG	Mac Pac / Stress / 3500 / 5000 / 5500 / 5500HD	900770-001	18V 3.5Ah NiMH	AMH07103	Ⓞ
	Echographe	Venue 40 / Venue 50 / NZBP32	5195559-2	11.1V 5Ah Lithium	AML0796	Ⓞ
	Enregistreur	Case 15	2.8-6 General Purpose	6V 2.8Ah Plomb	AMP9021	Ⓞ
	COLIN MEDICAL Enregistreur	Case 15 / 16 AC	401086-002	3.6V 0.65Ah NiCd	MGN0364	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
 PHOTO INDISPONIBLE	GE HEALTHCARE / HELLIGE / MARQUETTE					
	Enregistreur	Case 15 AC / Case 16 AC	401086-002	3.6V 0.6Ah NiCd	MGN0904	Ⓒ
	Moniteur	511	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	Moniteur	511	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	Ⓒ
	Moniteur	SMP 300 / 320	2.8-6 General Purpose	6V 2.8Ah Plomb	AMP9021	Ⓒ
	Moniteur	SMP 320 / SMP 300	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Moniteur	Carescape B450	2062895-001	10.8V 3.8Ah Lithium	AML07100	Ⓒ
	Moniteur	Carescape V100	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Moniteur	Dash 2000	10N-200CK, 929 167 81	12V 3Ah NiCd	AMN0767	Ⓒ
	Moniteur	Dash 2500	DASH-2500	8.4V 7.6Ah NiMH	MGH00706	Ⓒ
	Moniteur	Dash 2500	2023227-001, 2023852-029	8.4V 8Ah NiMH	AMH071033	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GE HEALTHCARE / HELLIGE / MARQUETTE</b>						
	Moniteur	Dash 2500	2023227-001, 2023852-029	8.4V 8Ah NiMH	AMH071034	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Moniteur	Dash 2500	2 023 227 001	8.4V 8Ah NiMH	MGH28296	Ⓒ
	Moniteur	Dash 3000 / 4000 / 5000	2017857-002	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0729	Ⓒ
	Moniteur	Eagle (High Capacity) / Eagle Scope 4000 / 3000	-	12V 2.5Ah NiCd	MGN0280	Ⓒ
	Moniteur	Eagle 1000 / 1006 / 1008 / 1009	-	12V 2.2Ah NiCd	MGN0390	Ⓒ
	Moniteur	PDM	2031069-003	11.1V 1.85Ah Lithium	AML0730	Ⓒ
	Moniteur	Servomed SMS 180 / 181 / 182	PC01053	12V 3.4Ah NiCd	MGN0034	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Echographe	Vivid S60 / Vivid S70	S5399340 S5399340-2	16.8V 6.3Ah Lithium	AML07160	Ⓒ
<b>GETINGE / MAQUET / ALM</b>						
	Eclairage bloc opératoire	Hanulux	12-12 General Purpose	12V 12Ah Plomb	AMP9038	Ⓒ
	Eclairage bloc opératoire	XTEN (x2 units required)	26-12 Long Life F	12V 26Ah Plomb	AMP9099	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>GETINGE / MAQUET / ALM</b>					
	Pompe à perfusion	CS300	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
	Table d'opération	1150.C2 / Alphamaxx 1133 / Alphastar 1132	GF-Y GF	12V 14Ah Plomb	AMP80104	(C)
	Table d'opération	Beta	A512/10S	12V 10Ah Plomb	AMP8078	(C)
	Table d'opération	1132 / 1140 / 115002	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)
	Table d'opération	1132 / 1140 / 115002	NP7-12FR	12V 7Ah Plomb	AMP9236	(C)
	Table d'opération	1150 / Betamaquet	EE400199	12V 8Ah Plomb	MGP0043	(C)
	Table d'opération	1150 / Magnus	-	10.8V 0.7Ah NiMH	MGH00267	(C)
	Table d'opération	ALM 5090 (x2 units required) / 992 / 113102	NP12-12	12V 12Ah Plomb	AMP9207	(C)
	Table d'opération	ALM 5091 (x2 units required) (back up)	-	12V 1.3Ah NiCd	MFN00114	(C)
	Table d'opération	Alphamaxx 1133 / 1150 / Alphastar 1132 / Magnus / Resturn / 6090 Universis / Transferis 6090 / Transferis 7090 / 996 MB	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)

## G

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GETINGE / MAQUET / ALM</b>						
	Table d'opération	Alphamaxx 1133 / 1150 / Alphastar 1132 / Magnus / Resturn / 6090 Universis / Transferis 6090 / Transferis 7090 / 996 MB	NP17-12IFR	12V 17Ah Plomb	AMP9239	
	Table d'opération	Alphastar 2	A512/16 G5	12V 16Ah Plomb	AMP8081	
	Table d'opération	Betastar 1131.02 4020 Orthostar 5090 (back-up) 992	12-12 General Purpose	12V 12Ah Plomb	AMP9038	
	Ventilateur	Servo I / S / U Infant / Universal	64-87-180	12V 4Ah NiMH	AMH0610	
<b>GOULD</b>						
	Moniteur	SP1405 / SP2004	4.5-12 General Purpose	12V 4Ah Plomb	AMP9036	
	Moniteur	SP1405 / SP2004	NP4-12	12V 4Ah Plomb	AMP9217	
	Moniteur	SP2009	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	
	Moniteur	SP2009	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9236	
	Moniteur	SP2120 (x2 units required) / SP2204 (x2 units required)	7-6 General purpose	6V 7Ah Plomb	AMP9082	
	Moniteur	SP2120 (x2 units required) / SP2204 (x2 units required)	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>GOULD</b>						
	Tensiomètre	SP1425B	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	Ⓒ
	Tensiomètre	SP1425B	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	Ⓒ
<b>GRASEBY / SMITH</b>						
	Pompe à perfusion	3000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	Pompe à perfusion	3000 3M-500	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Pompe à perfusion	3M-500	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	Ⓒ
	Pompe à perfusion	3M-AVI200	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Pompe à perfusion	3M-AVI200	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	Pousse-seringue	915	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Pousse-seringue	915	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	Pousse-seringue	G3200 / G3400 2000 / 3000 / 3100 / 3300 / 3500 / 3000er (x3 units required)	0810-0004	2V 2.5Ah Plomb	ACP3702B	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
 PHOTO INDISPONIBLE	<b>HAMILTON</b>					
	Respirateur	C6	MFP369130	14.4V 6Ah Lithium	AML07159	Ⓞ
	Ventilateur	G5 / S1	12-12 General Purpose	12V 12Ah Plomb	AMP9038	Ⓞ
	Ventilateur	Galileo	5.4-12 UPS High Rate	12V 5.4Ah Plomb	AMP90104	Ⓞ
	Ventilateur	Galileo	NPH5-12	12V 5Ah Plomb	AMP9223	Ⓞ
	Ventilateur	Raphael	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓞ
	<b>HANDICARE</b>					
	Lève-malade	Rise Porto 450	22XAA2500	26.4V 2.5Ah NiMH	MGH00640	Ⓞ
	<b>HEINE</b>					
	Laryngoscope	F.O / M3Z / M8722	X-002.99.106	3.6V 0.77Ah NiMH	AMH071028	Ⓞ
	Ophtalmologie	Beta 200 / 200S	X-02-99.380	3.5V 1Ah NiMH	AMH0768	Ⓞ
	Ophtalmologie	Beta 200 / 200S	X-02.99.382	3.5V 1Ah NiMH	AMH0792	Ⓞ
	Ophtalmologie	Indirect / Omega 100 / Acculan II-Led / S5Z	X.04.99.641	6V 1.2Ah NiCd	MGN0333	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>HEINE</b>						
	Ophtalmologie	M3Z	X-002.99.106	3.6V 0.77Ah NiMH	AMH071028	⊙
	Ophtalmologie	S2	X.02.99.314	3.6V 0.7Ah NiCd	AMN0728	⊙
	Ophtalmologie	S2Z / Accusan	X.01.99.333	2.4V 0.7Ah NiCd	AMN0727	⊙
	Ophtalmologie	S3Z	X-002.99.314	3.6V 0.75Ah NiMH	AMH07047	⊙
	Otoscope	Alpha + / Alpha / Compact handle	X-002.99.106	3.6V 0.77Ah NiMH	AMH071028	⊙
	Otoscope	UL60601-1 / CAN / CSA / C22.2 / MPACK unplugged	X.07.99.680	7.4V 1.85Ah Lithium	AML0798	⊙
	Poignée rechargeable	Beta NT	X-02-99.380	3.5V 1Ah NiMH	AMH0768	⊙
	Poignée rechargeable	Beta NT	X-02.99.382	3.5V 1Ah NiMH	AMH0792	⊙
	Poignée rechargeable	Beta slim	X-002.99.106	3.6V 0.77Ah NiMH	AMH071028	⊙
<b>HI-TRACK</b>						
	Moniteur	2002	-	26.4V 3.5Ah NiMH	MGH00607RE	Ⓜ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>HME</b>						
	Moniteur	LP10 / LP15 / LP20	PC01053	12V 2.2Ah NiCd	MGN0034	(C)
<b>HONDA</b>						
	Echographe	HS 1500	-	12V 4Ah NiMH	MGH00703	(C)
<b>HONEYWELL</b>						
	Défibrillateur	ED410 / ED420 / ED500	6140-14-5885957	12V 2.8Ah NiCd	MFN00125	(C)
	ECG	MS9535 - voyager BT	-	3.7V 1.5Ah Lithium	MML0020RE	(R)
	Moniteur	Invivo 4500 (x2 units required)	0819-0010	4V 2.5Ah Plomb	AMP3706	(C)
<b>HOSPAL</b>						
	Dialyse	Artis dialysis	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)
	Dialyse	Integra	785502	7.2V 1.3Ah NiCd	MFN0032	(C)
	Dialyse	Monitrals dialysis	-	12V 0.7Ah NiCd	MGN0255	(C)
<b>HOSPIRA / ABBOTT</b>						
	Pompe à perfusion	Flexi Flo Portable	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	(C)
	Pompe à perfusion	Flexi Flo Portable	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	(C)




	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>HOSPIRA / ABBOTT</b>						
	Pompe à perfusion	LC4 / LC5000 / PCA4200 / XL Lifecare 4 / 5 / 5000 / 5500 / 6000 / 4200 Flexiflo Quantum	PS-832	8V 3.2Ah Plomb	AMP0756	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Lifecare 900	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Lifecare 900	NP3.2-12	12V 3.2Ah Plomb	AMP9242	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Micro-pump	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	Ⓒ
<b>HUNTLEIGH</b>						
	Casque chirurgical	Baltimore	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Lit d'hôpital	Evolution / Contura C880 (x4 units required)	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Lève-malade	Truman couch	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>IMED</b>						
	Pompe à perfusion	800 / 900 / 922 / 960 / 1320 / 1325 / Gemini PC2 / / PC-2TX	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Gemini PC1	LC-R067R2P	6V 7.2Ah Plomb	AMP6407	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Gemini PC1	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Gemini PC4 / PC-4-XL (841030)	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Gemini PC4 / PC-4-XL (841030)	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ
<b>IMEX / MEDASONICS</b>						
	Doppler	CT plus / Dop CT / Free Dop	5674, C631, BT0024	12V 0.25Ah NiMH	MBH0063	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	306 (x2 units required)	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	306 (x2 units required)	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	Ⓒ
<b>INFRASONICS</b>						
	Ventilateur	Adult star 1010 / 1500	LC-R127R2PG	12V 7.2Ah Plomb	AMP6422	Ⓒ
	Ventilateur	Adult star 1010 / 1500	7-12 General Purpose	6V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>INNOMED</b>						
	Défibrillateur	CardioAid 200B / 200	R-2003-2	12V 3Ah NiMH	AMH07045	Ⓞ
<b>INOGEN</b>						
	Concentrateur d'oxygène	IO-100 / One G1 / One 10-100	BA-100	14.4V 7.8Ah Lithium	MML00199RE	Ⓡ
	Concentrateur d'oxygène	IO-200 / One G2	BA-200	14.4V 7.8Ah Lithium	MML00191RE	Ⓡ
<b>INVACARE</b>						
	Lève-malade	Bora / Fox / Orion / Stream / Spectra comfort / Tornado / Twister Junior / Tiger / Mirage / Kite / TDX SP2 NB / Pride Quantum 4 basic	M50-12 SLD M	12V 50Ah Plomb	AMP0725	Ⓢ
	Lève-malade	Bora / Fox / Orion / Stream / Spectra comfort / Tornado / Twister Junior / Tiger / Mirage / Kite / TDX SP2 NB / Pride Quantum 4 basic	45-12 General Purpose	12V 45Ah Plomb	AMP9041	Ⓢ
	Lève-malade	Comet / Arrow XT / Action XT / G50 / Storm / Storm 3 / Quantum R4000 / Storm 4 / X-Plore / XPlore AA2 / Storm Vertic / P50016 / Topan / TDX SP2	REC80-12	12V 80Ah Plomb	AMP92300	Ⓢ
	Lève-malade	Opale / Reliant 360 / Reliant 250 / Reliant 150	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	Ⓢ
	Lève-malade	Robin	-	24V 2.1Ah NiMH	MGH28308	Ⓢ
<b>INVIVO</b>						
	Moniteur	Millenium / 3155A	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓢ
	Oxymètre	4500 / 4501 / 4500 plus / 5600 / HB07	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓢ




	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>INVIVO</b>						
	Oxymètre	4500 / 4501 / 4500 plus / 5600 / HB07	NP2.3-12	12V 2.3Ah Plomb	AMP92116	Ⓒ
	Tensiomètre	Omega 1400 / 1445	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Tensiomètre	Omega 1400 / 1445	NP2.3-12	12V 2.3Ah Plomb	AMP92116	Ⓒ
	Tensiomètre	Omega 500 / 1000 / 1100 / 1500 / 5000	LC-R127R2PG1	12V 7.2Ah Plomb	AMP6436	Ⓒ
	Tensiomètre	Omega 500 / 1000 / 1100 / 1500 / 5000	8.5-12 General Purpose	12V 8.5Ah Plomb	AMP9088	Ⓒ
<b>IPAD</b>						
	Défibrillateur	NF1201 / NF1200	CUSA0601F	12V 4.2Ah Lithium	AML0726	Ⓔ
<b>ISECO</b>						
	Chariot repas	Vitalis	-	6V 7.75Ah Alcaline	MGA00121	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>						
	Tensiomètre	Dinamap	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>KANGAROO / SHERWOOD</b>						
	Pompe à perfusion	330	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0031	Ⓒ
	Pompe à perfusion	2100 / K2100	-	3.6V 1.8Ah NiCd	MGN0271	Ⓒ
	Pompe à perfusion	321 / 224 / 324	-	7.2V 1.8Ah NiCd	MGN0117	Ⓒ
	Pompe à perfusion	E-Pump	F010484	4.8V 3.8Ah NiMH	MGH00727	Ⓒ
<b>KEELER</b>						
	Ophtalmologie	MEDIC LUX / Vista 200 handle	1919-P-5020, 1919-P-7069, 78904586	3.6V 0.75Ah NiCd	AMN0730	Ⓒ
	Ophtalmologie	Optical	-	6V 1.9Ah NiCd	MGN0340	Ⓒ
<b>KONTRON (ROCHE)</b>						
	Défibrillateur	7501	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	ECG	105 / 108 / 205	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	ECG	P210 / Minimon	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0286	Ⓒ
	Enregistreur	7143 / 7341	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>KONTRON (ROCHE)</b>						
	Moniteur	7650	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	(C)
	Moniteur	4615 / 7141 / 7640 / 7142 / 105 / 108 / 205 / Microgas 7640	7-12 Standby	12V 7Ah Plomb	AMP90105	(C)
	Moniteur	7341 / 7650	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Moniteur	Cutaneous CO2	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	(C)
	Moniteur	Cutaneous CO2	NP10-6	6V 10Ah Plomb	AMP9206	(C)
	Moniteur	Microgas 7141 / 7142 / 7640	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)
	Moniteur	Trakmon 7220	4.5-12 General Purpose	12V 4.5Ah Plomb	AMP9036	(C)
	Moniteur	Vitalmon (1 internal)	415068000	6V 2.2Ah NiCd	MGN0047	(C)
	Oxymètre	7840 / 7845 / 7850	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	(C)
	Oxymètre	7840 / 7845 / 7850	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>KONTRON (ROCHE)</b>						
	Oxymètre	NPB195	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0286	Ⓒ
	Pompe à perfusion	7000 (x2 units required)	NPC24-12I	12V 24Ah Plomb	AMP9245	Ⓒ
	Pompe à perfusion	7000 (x2 units required)	G 24-12	12V 24Ah Plomb	AMP90100	Ⓒ



**Pile Alcaline** 

- ✓ LONGUE DURÉE DE VIE
- ✓ PLUS DE PUISSANCE
- ✓ POUR LES FORTS COURANTS



# L

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>LIFECARE</b>					
	Nébuliseur	Freeway	NP2.8-6	6V 3Ah Plomb	AMP9214	(C)
	<b>LIFTMASTER</b>					
	Lève-malade	110 / 190 / 160	-	24V 3.5Ah Plomb	MMP0041RE	(R)
	<b>LIKO</b>					
	Lève-malade	R2R / 243ES / 250ES/ Sabina	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Lève-malade	Golvo / 7000 / 7000 ES / 7007 ES / 7007 (x2 units required) Sabina / 2 Uno 102 ES / Viking M	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	(C)
	Lève-malade	Golvo 8008	2006107, BAL20001-02, P2000015	24V 2.7Ah NiMH	MGH00687	(C)
	Lève-malade	Likorall 242 / 242S (x2 units required)	2.6-12 General Purpose	12V 2.4Ah Plomb	AMP9025	(C)
	Lève-malade	Viking / Viking M / Golvo 8008	-	24V 2.7Ah NiMH	MGH28269	(C)
	Lève-malade	Viking EDN13	BAL20001-00, BAL20001-01	24V 2.7Ah NiMH	MGH00272	(C)
	Lève-malade	Viking M	-	24V 1.6Ah NiMH	MGH00502	(C)
	Lit d'hôpital	Avantguard	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	(C)















	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>LIKO</b>						
	Lit d'hôpital	Avantguard	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)
	Lit d'hôpital	Avantguard 1600	-	24V 0.8Ah Plomb	MXP0022	(C)
	Lit d'hôpital	Clinactiv	55630305059	6V 0.3Ah NiMH	MBH0022	(C)
	Lit d'hôpital	Duo 2	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	(C)
	Lit d'hôpital	Duo 2	NP0.8-12	12V 0.8Ah Plomb	AMP9201	(C)
	Lit d'hôpital	Primo	55 615 604 059	4.8V 0.15Ah NiMH	ABH8818	(C)
<b>LINAK</b>						
	Lève-malade	BAJ1 / Intercare	BAJ10000091	24V 2.9Ah Plomb	MMP0054RE	(R)
	Lève-malade	Hoyer HPL402 Electric L / BAJ1 / BAJ2 / Intercare / Careline / Medline	BAJ10000011, BAJ100001011, BAJ100001XX1, BAJ1010-00, J1BA-016	24V 2.9Ah Plomb	AMP0742	(O)
<b>LUNEAU</b>						
	Ophtalmologie	Retinomax / 1 / 2	BN-V12	6V 2.1Ah NiMH	VMH9003	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MANGAR INTERNATIONAL</b>						
	Coussin	Airflow MK3 / Airflow plus / Airflow	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
<b>MAQUET / ALM</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Respirateur	Servo Air	6882607	14.4V 6.6Ah Lithium	AML07166	Ⓔ
<b>MARSDEN</b>						
	Lève-malade	DP2400	DP2400, FOB-A08	7.2V 1.7Ah NiMH	MGH00534	Ⓒ
	Lève-malade	DP3800 (long lead)	DP 2400	7.2V 2Ah NiMH	MGH28324	Ⓒ
	Lève-malade	DP3800 (short lead)	CSA23098	7.2V 2Ah NiMH	MGH28326	Ⓒ
<b>MASIMO</b>						
	Oxymètre	Q400 RAD-9	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Oxymètre	RAD-8	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	Ⓒ
	Oxymètre	RAD-8	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Oxymètre	RAD-9	NP2.3-12	12V 2.3Ah Plomb	AMP92116	Ⓒ
	Oxymètre	Radical 5 / 7 (1315) / 7 (21203) / Radical TM RDS2	1315	4.6V 1.6Ah NiMH	AMH07025	Ⓔ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MASIMO</b>						
	Oxymètre	Radical 5 / Radical TM / Radical 7 Rainbow 2386 / RDS2 / Radical 7 (23794) / Radical 7 Rainbow / Radical 7 Rainbow	14282	4.8V 1.7Ah NiMH	AMH0745	Ⓞ
	Oxymètre	Radical 7	14282	4.8V 2.5Ah NiMH	MGH00826RE	Ⓡ
	Oxymètre	Radical 7		4.8V 2Ah NiMH	MGH9023	Ⓒ
	Oxymètre	Radical 7	23794	3.7V 4.3Ah Lithium	MGL9065	Ⓒ
	Oxymètre	Radical 7 (23794) / Radical 7 9500 Touchscreen	P1247900079	3.7V 0.375Ah Lithium	AML07115	Ⓒ
<b>MCGRATH</b>						
	Laryngoscope	N/A	340-000-000	3.6V 2.6Ah Lithium	AML07107	Ⓞ
<b>MEDELA</b>						
	Aspirateur de mucosités	Clario	600.0806, 074.0005	12V 2.1Ah NiMH	AMH07043	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Vario	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Tire-lait	Symphonie	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	Moniteur	YM1000	M6021-0	8.4V 9Ah NiMH	MGH00498RE	Ⓡ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MEDICOMPEX</b>						
	ECG	MI-THETA PRO	008.3605	7.2V 1.6Ah NiMH	MGH00247	(C)
	Electrostimulation	Compex 2	-	7.2V 1.6Ah NiMH	MGH0094	(C)
	Electrostimulation	HB018533	008.3605	7.2V 1.6Ah NiMH	MGH00247	(C)
	Electrostimulation	Performance / Energy / Rehab 400 / Mi-fitness / Sport Elite / Full Fitness / Energy Mi-Ready / Fit / Mi-Sport / Vitality	4HAA2000	4.8V 2Ah NiMH	MXH0007	(C)
<b>MEDICOREP</b>						
	Pousse-seringue	Vega 1B	MP2-6	6V 2Ah Plomb	AMP1006	(C)
<b>MEDIPREMA</b>						
	Berceau	360	-	7.2V 0.15Ah NiCd	MFN0047	(C)
 PHOTO INDISPONIBLE	Berceau	ISIS MP4	120665	12V 0.15Ah NiCd	MFN00177	(C)
	Berceau	ISIS MP4	120665	12V 0.15Ah NiCd	MFN0045	(C)
	Incubateur	ISIS NITE	120665	12V 0.15Ah NiCd	MFN0045	(C)
	Incubateur	ISIS NITE / NITE 5020	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MEDIPREMA</b>						
	Incubateur	ISIS NITE / NITE 5020	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Incubateur	ISIS NITE / NITE 5020	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Incubateur	ISIS NITE	120665	12V 0.15Ah NiCd	MFN00177	Ⓒ
	Incubateur	ISIS NITE / NITE 5020	NP3.2-12	12V 3.2Ah Plomb	AMP9242	Ⓒ
	Ophtalmologie	Phototherapy Obloo	-	9.6V 0.15Ah NiCd	MFN00165	Ⓒ
<b>MEDWIN / VYGON</b>						
	Pompe à perfusion	Easymoov	150AAM5BMXZ	6V 1.5Ah NiMH	MGH00806	Ⓒ
<b>MERIVAARA</b>						
	Lit d'hôpital	Optima +	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Lit d'hôpital	Optima +	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
<b>MICRO MEDICAL</b>						
	ECG	MK5 SER / MK5 SER 15000+ / ML 3500 / MLA5009 / Microlab 3000 / 3300 / 3500 / MK4	MLA4303	7.2V 0.65Ah NiCd	MGN0852	Ⓒ
<b>MICRON</b>						
	ECG	Transport GX / GX2 / GX3 / VX / XT / XT2 / ZX	989803144631	11.1V 7.8Ah Lithium	AML0725	Ⓒ
	ECG	Transport GX / GX2 / GX3 / VX / XT / XT2 / ZX	989803144631, LI202S-60A	10.8V 6.6Ah Lithium	AML90114	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MINDRAY</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Respirateur	SV300	115-025022-00	14.8V 5.8Ah Lithium	AML07164	Ⓞ
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
	Défibrillateur	Beneheart D1 Pro	115-007858-00	14.8V 3Ah Lithium	AML0775	Ⓞ
	ECG	Beneheart R12 Beneview 10 / 12	115-018012-00	11.1V 5.2Ah Lithium	AML0743	Ⓞ
	ECG	Beneheart R12 Beneview 10 / 12	115-018012-00	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0770	Ⓞ
	ECG	Beneview T1	115-018016-00	7.4V 2.3Ah Lithium	AML0784	Ⓞ
	ECG	MEC-1200 / MEC-1000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓞ
	Echographe	M5 / M5T / M7 / M7T / M9 / LI23I001A	2108-30-66176	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0791	Ⓞ
	Moniteur	3000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓞ
	Moniteur	3000	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓞ
	Moniteur	Accutor V / Accutor + Passport V / Passport 2 PM-800 Express / PM-7000 / PM-7000 Express / PM-8000 / PM-8000 Express / PM-9000 Spectrum / Trio / VS-800	0146-00-0099	11.1V 4.6Ah Lithium	AML0719	Ⓞ





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
	Moniteur	Accutorr V / DPM3 / DPM4 / DPM5 / iPM9800 / Passport V / Passport 2 / PM7000 / Spectrum / Spectrum OR / Trio / VS800	0146-00-0099	11.1V 5.2Ah Lithium	AML07117	Ⓒ
	Moniteur	Beneheart D3	115-007858-00	14.8V 3Ah Lithium	AML0775	⓪
	Moniteur	Beneview T1	115-018016-00	7.4V 2.3Ah Lithium	AML0784	⓪
	Moniteur	Beneview T5 / T8 IMEC 8 / 10 / 12 IPM8 / 10 / 12 VS600 / 900	LI23S002A	11.1V 5.2Ah Lithium	AML0743	Ⓒ
	Moniteur	Beneview T5 / T8 IMEC 8 / 10 / 12 IPM8 / 10 / 12 VS600 / 900	115-018012-00	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0770	⓪
	Moniteur	Duo	0146-00-0079	7.2V 6.6Ah Lithium	AML0709	⓪
	Moniteur	IMEC 8 / IMEC 10 / 12 IPM8 / 10 / 12 VS600 / 900	115-018014-00, LI13I001A	11.1V 4.5Ah Lithium	AML0786	Ⓒ
	Moniteur	LI34I001A	0651-30-77120	14.8V 4.5Ah Lithium	AML0769	⓪
	Moniteur	Passport 2 / EL / 25L / LT / XG / XL Accutor + / Trio / Spectrum / VS800	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Moniteur	Passport EL / Passport / Passport XG	040-1073-00	12V 2.45Ah NiMH	AMH0713	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>					
	Moniteur	Vista memory	B9780	4.5V 1.1Ah Alkaline	PRA7207	(C)
	Moniteur	VS800 / Accutor +	LI23S001A	11.1V 5.2Ah Lithium	MML0031RE	(R)
	Oxymètre	Accustat	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	(C)
	Oxymètre	PM-600	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	(C)
	Oxymètre	PM-600	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Pompe à perfusion	90T / 90L / 95T / 97 / 97E	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
	Pompe à perfusion	90T / 90L / 95T / 97 / 97E	NP17-12I	12V 17Ah Plomb	AMP9232	(C)
	Pompe à perfusion	Intra aorta 90 (x2 units required)	G 24-12	12V 24Ah Plomb	AMP90100	(C)
	Pompe à perfusion	Intra aorta 90 (x2 units required)	G 38-12	12V 38Ah Plomb	AMP9063	(C)
	Pompe à perfusion	Intra aorta 90 (x2 units required)	NPC24-12I	12V 24Ah Plomb	AMP9245	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
	Pompe à perfusion	Intra aorta 90 (x2 units required)	NPC38-12	12V 38Ah Plomb	AMP9257	Ⓒ
	Ventilateur	BeneHeart D6 / D6	0651-30-77120	14.8V 4.5Ah Lithium	AML0769	Ⓞ
	Ventilateur	WATO 20 / 30 / 35 / 55 / 60 / 65	0146-00-0099	11.1V 4.6Ah Lithium	AML0719	Ⓞ
	Ventilateur	WATO EX20 / EX30 / EX35 / EX55 / EX60 / EX65	LI23S001A	11.1V 5.2Ah Lithium	MML0031RE	Ⓡ
 PHOTO INDISPONIBLE	Bilirubinomètre	JM101	-	4.8V 0.8Ah NiMH	MGH00330	Ⓒ
	Bilirubinomètre	JM101	-	4.8V 0.3Ah NiCd	MGN0348	Ⓒ
	Bilirubinomètre	JM102 / 9404	-	4.8V 0.8Ah NiMH	MGH00223	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Moniteur	N-series	115-034132-00	10.8V 5.6Ah Lithium	AML07165	Ⓞ
	Moniteur	Accutorr Plus / Accutorr V / Accutorr Plus / Accutorr V / Datascope Ex 0146-00-0099 - TRIO / DPM / DPM3 / DPM4 / DPM5 / IPM-9800 / Passport PM7000 / Passport PM8000 / Passport PM9000 / Passport 2 / Passport 3 / PM 7000 / PM 7000 Express / PM 8000 / PM 8000 Express / PM 9000 / PM-9000 Express / Spectrum OR / Trio / VS-800 / VS800	0146-00-0069 0146-00-0099 115-018011-00 115-018015-00 11501801500 6132 9201-30-35944 EE02100 LI23S001A M05-0100001-06 M05010000106 MDR-M05-010001-06	11.1V 6.8Ah Lithium	AML07167	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
	Bilirubinomètre	JM103	JM103	2.4V 0.75Ah NiMH	MGH00144	(C)
	Oxymètre	Oxy 7 / Pulsox 7/ 7820 Mini	-	7.2V 1.5Ah NiMH	MGH00111	(C)
	Lève-malade	255 / 205 / 230	1341000	26.4V 3Ah NiMH	MGH00700	(C)
<b>MOLIFT</b>						
	Lève-malade	Classic	0809-0020	12V 5Ah Plomb	MMP0005	(C)
	Lève-malade	Nomad	-	26.4V 1.9Ah NiCd	MGN0775RE	(R)
	Lève-malade	Partner / Partner Type 210415 - 9246001	-	14.4V 4.5Ah NiCd	MGN0263	(C)
	Lève-malade	Partner 3	-	13.2V 4.5Ah NiCd	MGN0114	(C)
	Lève-malade	Poweo 150	S16 30 200	24V 3.5Ah NiMH	MMH0090RE	(R)
	Lève-malade	PowerPac	1341000	26.4V 3Ah NiMH	MMH0094RE	(R)
	Lève-malade	Quick Raiser	-	14.4V 3Ah NiMH	MGH00469	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>MOLIFT</b>						
	Lève-malade	Quick Raiser	A0541000	14.4V 2Ah NiCd	MGN0614	(C)
	Lève-malade	Quick Raiser	-	14.4V 3Ah NiMH	MMH0041RE	(R)
	Lève-malade	Quick Raiser	-	14.4V 2Ah NiCd	MMN0025	(C)
<b>COLIN MEDICAL</b>						
	Lève-malade	Quick Raiser 98 (x2 units required)	4-12 L General Purpose	12V 4Ah Plomb	AMP9066	(C)
	Micromoteur	Actuator	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
<b>MORTARA</b>						
	ECG	Eli 10	4800-011	3.6V 4.7Ah Lithium	MGL00651RE	(R)
	ECG	Eli 100	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	(C)
	ECG	Eli 100	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	(C)
	ECG	Eli 250 / Eli 150 / Eli 250C / Eli 150C / Eli 210 / Eli 1250	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	ECG	Eli 280 / 380	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>NELLCOR / PURITAN BENNETT / COVIDIEN</b>					
	ECG	MB6080	0859-0012	6V 0.8Ah Plomb	AMP3710	Ⓒ
	Moniteur	ULTRAVIEW SL (91369) / SL1030 / SL1050 / SL90369 / SL2200 / SL2400 / SL2600 (type 040-1073-00) / Escort 300 / E-300	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Moniteur	ULTRAVIEW SL (91369) / SL1030 / SL1050 / 1030 / 1050 / SL90369 / SL91369 / SL2200 / SL2400 / SL2600	040-1073-00	12V 2.45Ah NiMH	AMH0713	Ⓒ
	Moniteur	240 (x2 units required)	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Moniteur	240 (x2 units required)	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	Moniteur	N5500 / N5600 / N5500P Compact	-	14.4V 4Ah NiMH	MGH00133	Ⓒ
	Moniteur	N-6000	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	Ⓒ
	Moniteur	N-6000	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	Ⓒ
	Moniteur	Propaq (CI + connectors)	008-0125-00, 501-00006-00, 501-0008-00	8V 5Ah Plomb	AMP0702	Ⓒ
	Moniteur	Propaq (without CI)	A208/2.7S	8V 2.7Ah Plomb	AMP0009	Ⓒ





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	Casque chirurgical	N10	-	6V 1Ah NiCd	MGN0337	(C)
	Oxymètre	Invos	A512/3.5S	12V 3.5Ah Plomb	AMP8085	(C)
	Oxymètre	N+	0819-0012	6V 2.5Ah Plomb	AMP3707	(C)
	Oxymètre	N100	FG10381	6V 3.8Ah Plomb	AMP8537	(C)
	Oxymètre	N100 / N100E (A.C.*)	EE400007	12V 2.5Ah Plomb	MMP0030RE	(R)
	Oxymètre	N180 / N185 / N150	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
	Oxymètre	N200 / N1000	MP2.8-6P	6V 2.8Ah Plomb	AMP1003	(C)
	Oxymètre	N200 / N1000	2.8-6 General Purpose	6V 2.8Ah Plomb	AMP9021	(C)
	Oxymètre	N200 / N200E / N1000 (Cyclon)	EE400008	6V 2.5Ah Plomb	MGP0027	(C)
	Oxymètre	N3000 / N3200 / N9000 (1) / 120 / Symphony	NP2-12 FR	12V 2Ah Plomb	AMP37117	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>NELCOR / PURITAN BENNETT / COVIDIEN</b>						
	Oxymètre	N550 / N550B / N560	069308, BATT/110309, M6008-0	9.6V 4Ah NiMH	MGH00685	(C)
	Oxymètre	N550 / NPB550	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)
	Oxymètre	N550 / NPB550	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	(C)
	Oxymètre	NPB3900 / NPB3910 / NPB3930 / NPB3940 / NPB3920 / NPB190 / NPB195 / NPB290 / NPB295 / NPB390 / NPB395 / NPB595 / NPB600 / N195 / N395 / N595 / N600 / N600X / N1000	4.5-6 General Purpose	6V 4.2Ah Plomb	AMP9015	(C)
	Oxymètre	NPB3900 / NPB3910 / NPB3930 / NPB3940 / NPB3920 / NPB190 / NPB195 / NPB290 / NPB295 / NPB390 / NPB395 / NPB595 / NPB600 / N195 / N395 / N595 / N600 / N600X / N1000	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	(C)
	Oxymètre	NPB4000	0859-0012	6V 0.8Ah Plomb	AMP3710	(C)
	Oxymètre	NPB70 / NPB75	-	7.2V 2.7Ah NiMH	MMH0046RE	(R)
	Oxymètre	Pulsox 505 / 515 / 520A	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	(C)
	Oxymètre	Pulsox 505 / 515 / 520A	3.2-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9035	(C)
	Oxymètre	SPO2 X1	M6043-1	10.8V 2.6Ah Lithium	MML00171RE	(R)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>NELCOR / PURITAN BENNETT / COVIDIEN</b>						
	Tensiomètre	N3100 symphonie	CR1225	3V 0.048Ah Lithium	PBL7319	Ⓒ
	Ventilateur	7200 Series	0800-0004	2.5V 5Ah Plomb	ACP3701B	Ⓒ
<b>NESTLE</b>						
	Pompe à perfusion	P6000 / P7000	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
<b>NIDEK</b>						
	Ophtalmologie	KM500	KM-500BPI	6V 2.1Ah NiCd	AMN0788	Ⓒ
<b>NIHON KOHDEN</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Babyscope	BSM1763	-	10.8V 2.9Ah Lithium-ion	AML07122	Ⓔ
	Défibrillateur	1350 / 2350 / 9132	ES2.3-12V	12V 2.3Ah Plomb	AMP0744	Ⓒ
	Défibrillateur	8330 / 8340	LC-R0612P	6V 12Ah Plomb	AMP6401	Ⓒ
	Défibrillateur	AED 2100 / X217A	NKPB-28271K	27V 2.8Ah Lithium	AML07113	Ⓔ
	Défibrillateur	Cardiolife AED 2100 Series (Starting SN: 5001)	NKPB-1430K	30V 1.4Ah Lithium	AML0776	Ⓔ
	Défibrillateur	Cardiolife AED 2100 Series (Until SN: 5000)	NKPB-14301K	30V 1.4Ah Lithium	AML0783	Ⓔ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>NIHON KOHDEN</b>						
	Défibrillateur	LTC1912N Tec 100K / 7200 / 7200K / 1350 / 2350 / 8023 / 8823G / 9010 / 9020 / 9110 / 9130 / 9132 / 8023G / 8420K / 8830K / 8840K	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Défibrillateur	Tec 5500 / 5521 / 5531 / 7621 / 7721 / 7731 / 7600 / 7631 / 7700	ECG-1350	12V 2.8Ah NiMH	AMH0769	Ⓒ
	Défibrillateur	TEC 7221 / 7511 / 7521 / 7531	ECG9320	12V 2.9Ah Plomb	MGP0078	Ⓒ
	ECG	Cardiofax M / 1350 / 1350-K / 2350	ECG-1350	12V 2.8Ah NiMH	AMH0769	Ⓒ
	ECG	Cardiofax 1150 / 1250 / 1350 / 2350 / 9620 / 9629	SB-901D	12V 2.1Ah NiMH	MGH00333	Ⓒ
	ECG	Cardiofax 5101 / 5105 / 5151	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	ECG	Cardiofax 5101 / 5105 / 5151	NP2.1-12FR	12V 2.1Ah Plomb	AMP9226	Ⓒ
	ECG	Cardiofax 6851k / 6851F	-	12V 0.8Ah NiCd	MGN0347	Ⓒ
	ECG	Cardiofax GEM / 883 / 882X / 8830 / 9010 / 9020 / 9110 / 9130 / 9132 / 9022K / 9132K	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	ECG	Cardiofax S / 1250 / 9620 / 9629 ECG9620	X071, SB901D	12V 1.95Ah NiMH	AMH07015	Ⓒ
	ECG	ECG-1400 / ECG-1450 / ECG-1500 / ECG-1510 / ECG-1550 / ECG-1550P / ECG-1560	X073	12V 3.8Ah NiMH	AMH07040	Ⓒ





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>NIHON KOHDEN</b>						
	Moniteur	BSM2300 / BSM2301 (A, C, K) / BSM2303 (A, C, K) / BSM2304 / BSM2350 / BSM2351 (A, C, K) / BSM2353C / BSM2353K / BSM2354 / BSM2354A Lifescope I / Lifescope L	10HR-4/3FAUC-NK	12V 3.8Ah NiMH	AMH0794	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Moniteur	1500 K / Lifescope N OPV1500	6042	9.6V 2.1Ah NiMH	AMH0793	Ⓒ
	Moniteur	BSM3000 / BSM6000 / BSM6300 / BSM6301 / BSM-6301K / BSM6500 / BSM-6501 / BSM6700 / BSM - 6701 Lifescope TR / Lifescope VS BSM 3562 / MD-651RK / WEP-520x	X075, SB-671P	9.6V 2.9Ah NiMH	AMH07026	Ⓔ
	Moniteur	BSM4000 / BSM4100 / BSM4113K / BSM5100 Lifescope P / Lifescope A Tec8250	NKB-101, X060	12V 1.7Ah NiCd	AMN0785	Ⓔ
	Moniteur	PVM-2700 / PVM-2701 / PVM-2703 / VISMO	SB-201P	9.6V 3.8Ah NiMH	AMH07039	Ⓒ
<b>NONIN</b>						
	Oxymètre	2500 Palmsat	-	4.8V 1.7Ah NiMH	MGH00480	Ⓒ
	Oxymètre	AVANT 2120 / 2120 / 4000 / 9600 / 9700 Autocorr	4032-001	7.2V 4Ah NiMH	MGH00601	Ⓒ
<b>NOVACOR</b>						
	Dialyse	Holter pni diasys integra	-	3.6V 0.8Ah NiMH	MGH0081	Ⓒ
	Tensiomètre	Mapa	-	3.6V 0.8Ah NiMH	MGH00404	Ⓒ
	Tensiomètre	Mapa	-	3.6V 0.8Ah NiMH	MGH0081	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>NOVAMETRIX</b>						
	ECG	903	NP4-12	12V 4Ah Plomb	AMP9217	Ⓒ
	Moniteur	7100 / 78100 / 840 VFD	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Moniteur	7100 / 78100 / 840 VFD	NP2.3-12	12V 2.3Ah Plomb	AMP92116	Ⓒ
	Moniteur	807 / 811	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Moniteur	807 / 811	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	Moniteur	903 / 1200 / 1260 / 7000	4.5-12 General Purpose	12V 4.5Ah Plomb	AMP9036	Ⓒ
	Oxymètre	505 / 515 / 515A / 520 / 520A / 800 / 840 / 2001	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Oxymètre	505 / 515 / 515A / 520 / 520A / 800 / 840 / 2001	NP2.1-12FR	12V 2.1Ah Plomb	AMP9226	Ⓒ
	Oxymètre	Nova 500	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
<b>NOVAMETRIX</b>						
	Oxymètre	Nova 500	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	NUTRICIA					
	Pompe à perfusion	Flocare 800	A512/1.2S	12V 1.2Ah Plomb	AMP8077	Ⓒ
	Pompe à perfusion	Flocare Micromax 100	-	6V 0.94Ah NiCd	MGN0349	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>OEC</b>						
	Echographe	9600 / 9800 C-Arm Memory	B9780	4.5V 1.1Ah Alkaline	PRA7207	(C)
<b>OKIN</b>						
	Lève-malade	Powerpack 1300	BM65OZ1	25.9V 2Ah Lithium	MML0027RE	(R)
<b>OLYMPUS</b>						
	Dialyse	Cold light generator	LS14500-CNA AA	3.6V 2.6Ah Lithium	PCL7404B	(C)
<b>OMNICELL</b>						
	ECG	Mach4 pharma system	-	3.6V 1.05Ah Lithium	MGL00452	(C)
<b>OMRON</b>						
	Tensiomètre	907 Automatic	EE050435	4.8V 1.8Ah NiCd	MGN0324	(C)
	Tensiomètre	HBP-3100	HYLB-957A	14.4V 2.6Ah Lithium	AML90111	(C)
	Tensiomètre	HEM907	1098391-0, 1H1B, 48H907N-E, HEM-9BAT	4.8V 2.5Ah NiMH	MGH00124	(C)
	Tensiomètre	HPB-1300	HXA-BAT 2000	3.6V 2Ah NiMH	AMH07030	(C)
	Tensiomètre	HPB-T105	NP3.2-12	12V 3Ah Plomb	AMP9242	(C)
	Tensiomètre	HPB-T105 T105S	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>OMRON</b>						
	Tensiomètre	T105S	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	(C)
<b>OTOMETRICS</b>						
	Otoscope	Acuscreen (2009 series)	-	6V 2Ah NiMH	MGH00634RE	(R)
<b>OXFORD / SUNRISE MEDICAL</b>						
	Lève-malade	Type 125	2.9-12 General Purpose	12V 2.9Ah Plomb	AMP1005	(C)
	Lève-malade	Type 175	10-6 General Purpose	6V 10Ah Plomb	AMP9030	(C)
	Lève-malade	Type 175	12-6 General Purpose	6V 12Ah Plomb	AMP9031	(C)
	Lève-malade	Voyager	-	24V 2.3Ah Plomb	MMP28108	(C)
	Lève-malade	Voyager	VOY A8500.04	24V 2.3Ah Plomb	MMP28112	(C)
<b>OXITEST</b>						
	Oxymètre	2000 / Plus 7	EE090135	7.2V 1.4h NiCd	AMN07101	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PACETECH</b>						
	Moniteur	NIPD	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	Moniteur	NIPD	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	Ⓒ
<b>PARAMEDIC</b>						
	Défibrillateur	CU-ER1	CS17102	12V 4.5Ah NiMH	MGH00665RE	Ⓓ
<b>PARI MEDICAL</b>						
	Lève-malade	190	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
<b>PHILIPS / LAERDAL / HP</b>						
	Aspirateur de mucosités	AE7000 / STR5	79-12-05	12V 1.8Ah NiCd	AMN0704	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Compact / Mini	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Compact / Mini	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Heartstart LSU LSU4000	780800, 780400	12V 2.2Ah NiMH	AMH07023	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Heartstart LSU / 780400 / 780800 / LSU4000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	LCSU	7305 P-413, 7314P-614	12V 2.5Ah Plomb	AMP0739	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHILIPS / LAERDAL / HP</b>						
	Aspirateur de mucosités	LCSU 3 / 4 Compact 3 (300ml)	886113	12V 1.6Ah NiMH	AMH071031	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	LSU	ES2-12V	12V 2Ah Plomb	VMP1001	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Premier (LPSU)	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Premier (LPSU)	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Défibrillateur	Heartstart FR2+ / FR2	M3840A, M3841, M3860A, M3863A	12V 4.2Ah Lithium	AML3101	Ⓞ
	Défibrillateur	43120A / 43130A / 43200 / 43200A / 43110A / 43100A / 43100 / 43110 / 43120 / 43130	1420-0339	12V 2.5Ah Plomb	AMP0730	Ⓒ
	Défibrillateur	BD500	6140-14-5885957	12V 2.8Ah NiCd	MFN00125	Ⓒ
	Défibrillateur	Codemaster 100 M2477B	M2477B	12V 4.5Ah NiCd	MMN0067RE	Ⓘ
	Défibrillateur	Codemaster XE / XL / XL+	M1758, M1722, M1723, M1724, M1724A, M1758A	12V 4Ah Plomb	MGP0025	Ⓒ
	Défibrillateur	Efficia DFM100	989803190371	14.8V 5Ah Lithium	AML07106	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	PHILIPS / LAERDAL / HP					
	Défibrillateur	HearStart MRX	M3538A	14,8 6Ah Lithium	AML3104	Ⓞ
	Défibrillateur	Heart Aid 1000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	Défibrillateur	Heart Aid 1000 Pace Aid 53	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Défibrillateur	Heart Aid 95 Heartstart 1000 / 3000 (training)	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Défibrillateur	Heart Aid 95 Heartstart 1000 / 3000 (training)	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Défibrillateur	Heartstart 911 / XL M4735A / XL / XLT / 4000 Heartstream XL / XLT	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Défibrillateur	Heartstart FR3 / FR3+	989803150161	12V 4.7Ah Lithium	AML0727	Ⓞ
	Défibrillateur	Heartstart HS1 / FRX / Home / Onsite	989803139301, M5066A, M5067A, M5070A	9V 4.2Ah Lithium	AML3103	Ⓞ
	Défibrillateur	Heartstart XL / XL+	989803167281	14.4V 6.6Ah Lithium	AML0760	Ⓞ
	Défibrillateur	Heartstart XL / XLT / 4000 Heartstream XL / XLT	BATT/110271-A, M4735A, M3516A, M5516A	12V 2.3Ah Plomb	AMP0740	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHILIPS / LAERDAL / HP</b>						
	Défibrillateur	MP3	DR36AAS	12V 3.8Ah NiMH	AMH07019	Ⓒ
	Défibrillateur	Pace Aid 53	LC-R121R3P	12V 1.3Ah Plomb	AMP6419	Ⓒ
	ECG	1504 / 1505	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	ECG	1504 / 1505	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ
	ECG	M1701A / M1700A / M1702A	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	ECG	M1701A / M1700A / M1702A	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	ECG	Pagewriter L / XLE / XLS / M1700 / 1700A / 1702 / 1702A / 1721 / 1721A	-	18V 7Ah Plomb	MMP0031	Ⓒ
	ECG	Pagewriter M1700A, M1700 (x3) / M1701A (x3) / M1702A / M1702 (x3) / M1721A, M1721 (x3) / M1770A / M1771A / M1772A / L / XLE / XLS / 100 / 200 / 300	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	ECG	Pagewriter M1700A, M1700 (x3) / M1701A (x3) / M1702A / M1702 (x3) / M1721A, M1721 (x3) / M1770A / M1771A / M1772A / L / XLE / XLS / 100 / 200 / 300	NP7-6	6V 7Ah Plomb	AMP9222	Ⓒ
	ECG	Pagewriter TC20 / TC30 / TC50 / TC70	989803144631	11.1V 7.8Ah Lithium	AML0725	Ⓔ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHILIPS / LAERDAL / HP</b>						
	ECG	Pagewriter TC20 / TC30 / TC50 / TC70	989803144631, LI202S-60A	10.8V 6.6Ah Lithium	AML90114	Ⓒ
	ECG	Pagewriter Trim 1 / 2 / 3	989803130151	12V 2.9Ah Plomb	MXP0008RE	Ⓓ
	ECG	Pagocardiette 100 / M1770A / M1771 / M1772A Pagewriter M1770A (S.C) / M1770A / M1771A / M1771PG / M1772A / M1772PG / 100 / 200 / 300i /	M2460A	6V 7.2Ah Plomb	MGP0056	Ⓒ
	Echographe	CX30 / CX50	453561446191	14.8V 6.15Ah Lithium	AML07110	Ⓔ
	Echographe	Opti-Go	Li204SX	11.1V 7.8Ah Lithium	AML90144	Ⓒ
	Enregistreur	78640	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Enregistreur	78640	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ
	Moniteur	861290	989803167281	14.4V 6.6Ah Lithium	AML0760	Ⓔ
	Moniteur	Arrhythmia 1000E	0800-0004	2V 5Ah Plomb	ACP3701	Ⓒ
	Moniteur	A1 / 3921A / C1	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	PHILIPS / LAERDAL / HP					
	Moniteur	A1 / 3921A / C1	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
	Moniteur	A3 M2929A	0859-0012	6V 0.8Ah Plomb	AMP3710	Ⓒ
	Moniteur	C3	4-12 General Purpose	12V 4Ah Plomb	AMP9036	Ⓒ
	Moniteur	C3	NP4-12	12V 4Ah Plomb	AMP9217	Ⓒ
	Moniteur	Efficia CM100 Suresign VS2 / VS3 / VS4 / VM3 / VM4 / VM6 / VM8 860306 / 860310 / 860315 Goldway 60 / Goldway 70 / Goldway CTG7	989803144631, LI202S-60A	10.8V 6.6Ah Lithium	AML90114	Ⓒ
	Moniteur	Efficia CM100 / Suresign VS2 / Suresign VS3 / Suresign VS4 / VM3 / VM4 / VM6 / VM8 / VS2 / VS3 / 860306 / 860310 / 860315 / Goldway 60 / Goldway 70 / Goldway CTG7	989803144631	11.1V 7.8Ah Lithium	AML0725	Ⓒ
	Moniteur	FM20 / FM30 Intellivue MP20 / MP30 / MP40 / MP50 / MP70 / MX400 / MX450 M8001A / M8002A / M8100	989803135861, M4605A	10.8V 7.2Ah Lithium	AML90113	Ⓒ
	Moniteur	Goldway G30 / G40 / 50	ES2.3-12V	12V 2.3Ah Plomb	AMP0744	Ⓒ
	Moniteur	Intellivue MMS X2 / MP2 / M3002A / M8004A / M8102A / X2	M4607A	11.1V 1.6Ah Lithium	AML0728	Ⓒ
	Moniteur	Intellivue MP5 / MP20 / MP30 / MP40 / MP50 / MP60 / MP70 / MX400 / MX450 M8100 / M8105	989803135861, M4605A	10.8V 6Ah Lithium	AML0715	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHILIPS / LAERDAL / HP</b>						
	Moniteur	Intellivue MP5 / MP20 / MP30 / MP40 / MP50 / MP60 / MP70 / MX400 / MX450 M8100 / M8105	989803135861, M4605A	10.8V 6Ah Lithium	AML07105	Ⓞ
	Moniteur	Intellivue MX40	989803176201	3.7V 1.9Ah Lithium	AML0774	Ⓞ
	Moniteur	M1025 Snoopy	BR-C	3V 5Ah Lithium	PCL6405	Ⓞ
	Moniteur	M1400A / M2600A / M2601 Telemetry	6LF22	9V 1.2Ah Lithium	PRL9002	Ⓞ
	Moniteur	M2 / M3 / M3056 / M4 / VIRIDIA M3	M3046A	12V 4Ah NiMH	AMH13133	Ⓞ
	Moniteur	Telemon	M2636A	10.8V 4Ah NiMH	IML13152	Ⓞ
	Moniteur	Viridia Goldway G30 / G40 / 50 M1176A / M1204A / M1205 / M1275A / M1276A / M1277A / Viritia M1205A / M1204A / M1240 / Omnicare V24	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓞ
	Moniteur	VS2 / SureSigns VSi	989803166291, 989803174881	11.1V 2.4Ah Lithium	AML0785	Ⓞ
	Pompe à perfusion	7050	79-12-05	12V 1.8Ah NiCd	AMN0704	Ⓞ
<b>PHYSIOCONTROL / MEDTRONIC</b>						
	Défibrillateur	Lifepak 1000 / LP1000	11141-000100	12V 4.8Ah Lithium	AML0717	Ⓞ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHYSIOCONTROL / MEDTRONIC</b>						
	Défibrillateur	Lifepak 12 / LP12	3207745-001	11.1V 7.2Ah Lithium	AML0747	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 12 / LP12	11141-000026, 3009376	12V 1.6Ah NiCd	AMN0716	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 12 / LP12	11141-000028, 3009378	12V 2.5Ah Plomb	AMP0722	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 15 / LP15	21330-001176	11.1V 5.7Ah Lithium	AML0718	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 20 / LP20	11141-000068	12V 3Ah NiMH	AMH0709	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 20 / LP20	-	12V 3.5Ah NiMH	MGH00130	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 200	-	8V 2.5Ah Plomb	MGP0017	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 5 / 10 / 11 LP5 / LP10 / LP11	09-10424-04	12V 1.3Ah NiCd	AMN0604	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 500 / Lifepak (L version) / LP500	11141-000158	12V 7.5Ah Lithium	AML0702	⊙
	Défibrillateur	Lifepak 6 / 7 / 6S LP6 / LP7	-	14.4V 1.8Ah NiCd	MGN0021	⊙

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHYSIOCONTROL / MEDTRONIC</b>						
	Défibrillateur	Lifepak 6 / 7 / 6S LP6 / LP7	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0032	Ⓒ
	Défibrillateur	Lifepak 8 (2 pieces required) / LP8	415068000	6V 2.2Ah NiCd	MGN0047	Ⓒ
	Défibrillateur	Lifepak 9 (Cyclon) / LP9	-	16V 2.5Ah Plomb	MGP0032	Ⓒ
	Défibrillateur	Lifepak 9 / LP9	A508/3.5S	8V 3.5Ah Plomb	AMP8076	Ⓒ
	Défibrillateur	Lifepak E2 / Lifepak 20E	3205296-002	11.1V 6Ah Lithium	AML0746	Ⓔ
	Défibrillateur	Lucas 2	100597-00	25.9V 33Ah Lithium	AML0772	Ⓔ
	ECG	VSM 2	VSM 2	14.4V 2.2Ah NiCd	MGN0037	Ⓒ
	ECG	VSM 3	1.2-12 General Purpose	12V 1.3Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	ECG	VSM 3 (x2 required)	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	ECG	VSM 3 (x2 required)	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ





	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHYSIOCONTROL / MEDTRONIC</b>						
	Moniteur	Cardio Rhythm Atakr	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Moniteur	Cardio Rhythm Atakr	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
	Moniteur	ECM1 (x2 required)	A506/1.2S	6V 1.2Ah Plomb	AMP8071	Ⓒ
	Moniteur	Lifepak 6 / Lifepak 7	VSM 2	14.4V 2.2Ah NiCd	MGN0037	Ⓒ
	Moniteur	Lifepak 9 (Cyclon) / LP9	-	16V 2.5Ah Plomb	MGP0032	Ⓒ
	Moniteur	Lifepak 9 / LP9	A508/3.5S	8V 3.5Ah Plomb	AMP8076	Ⓒ
	Moniteur	LS100	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	Ⓒ
	Moniteur	LS200	-	8V 2.5Ah Plomb	MGP0017	Ⓒ
	Moniteur	Mini Dash	2031069-003	11.4V 1.85Ah Lithium	AML0730	Ⓒ
	Oxymètre	Lifestat 100 / Lifestat 200 / Lifestat 1600	0800-0104	8V 2.5Ah Plomb	MGP0006	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PHYSIOCONTROL / MEDTRONIC</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Défibrillateur	Lifepack CR2	11141-000165	12V 4.7Ah Lithium	AML07149	Ⓞ
	Pompe à perfusion	540 / 550	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	Ⓒ
	Pompe à perfusion	540 / 550	NP7-12	12V 7Ah Plomb	AMP9221	Ⓒ
<b>PLUM</b>						
	Pompe à perfusion	360	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Pompe à perfusion	360	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
<b>PRECIA</b>						
	Balance	M5	LC-P1228AP	12V 28Ah Plomb	AMP6420	Ⓒ
	Balance	M5	24-12 UPS High Rate FR	12V 24Ah Plomb	AMP9040	Ⓒ
<b>PRENTKE ROMICH</b>						
	ECG	Vanguard II / Plus Vantage Plus / VGII	13790B	10.8V 7.8Ah Lithium	MGL00570	Ⓒ
	ECG	VT Lite	14717	11.1V 4Ah Lithium	MGL00404	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>PRIMEDIC</b>						
	Défibrillateur	AkuPak EVO / DefiMonitor EVO series	M420	14.4V 5.2Ah Lithium	AML07114	Ⓞ
	Défibrillateur	M110 / DM1 / ECO1 / M240	-	14.4V 1.9Ah NiCd	MGN0365	Ⓞ
<b>COLIN MEDICAL</b>						
	Défibrillateur	M240 / DM / ECO1	BPAPRM240	14.4V 1.8Ah NiCd	MGN0906	Ⓞ
<b>PROPAQ</b>						
	Moniteur	CS	008-0125-00, 501-00006-00, 501-0008-00	8V 5.4Ah Plomb	AMP0702	Ⓞ
<b>PROTEOR</b>						
	Divers	Keo 7T11-A / 7T12-A	RCLP063450A- RH02AA	7.2V 1.05Ah Lithium	MGL00589	Ⓞ
	ECG	Vanguard II	13790B	10.8V 7.8Ah Lithium	MGL00570	Ⓞ
<b>PROTOCOL</b>						
	Moniteur	Propaq (memory)	CR2032	8V 0.22Ah Lithium	PBL9511	Ⓞ
<b>PULMONETICS</b>						
	Ventilateur	LTV950 / LTV1000 / LTV1900	10140	12V 4.5Ah Plomb	MGP0054	Ⓞ

## Q

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>QUEST MEDICAL</b>						
	Pompe à perfusion	521 / 1001 / 2001	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	Pompe à perfusion	IV	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Pompe à perfusion	IV	NP4-6	6V 4.5Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
<b>QUIATIL</b>						
	Appelle-malade	Intervox	-	6V 1.7Ah NiMH	MGH00557	Ⓒ

## BATTERIES PLOMB

## Biomédical & Santé

- ✓ LES MARQUES LES + FIABLES
- ✓ UNE OFFRE QUI COUVRE TOUTES APPLICATIONS
- ✓ BATTERIES LONG LIFE SANS ENTRETIEN



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>RADIOMETER</b>						
	Moniteur	TCM400 / TCM4	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
	Oxymètre	OXY 1 / 3 / 13	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	Oxymètre	OXY 1 / 3 / 13	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	(C)
<b>REFLOLUX</b>						
	Moniteur	Model 5	4SR44	6V 0.12Ah Alkaline	PCO6401	(C)
<b>RESPIRONICS</b>						
	Ventilateur	V60	1076374	14.4V 11Ah Lithium	AML07111	(O)
<b>R&amp;D</b>						
	Moniteur	GE Healthcare / Datex Ohmeda Dash 3000 / Dash 4000 / Dash 5000 Transport Pro (2017857-002)	B11194 DR201 SM201	11.1V 4.2Ah Lithium	AML07169	(C)
<b>RGB</b>						
	ECG	Vision-L101100Va	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
<b>RIESTER</b>						
	Moniteur	Ri-Vital	-	7.4V 4.4Ah Lithium	MGL00551RE	(R)
<b>RIGEL</b>						
	ECG	304 / 309	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	(C)
	ECG	304 / 309	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	(C)

## S

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SAIME / RESMED</b>						
	Ventilateur	Eole	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
<b>SAMECARE</b>						
	ECG	Samelight	UP-VW1245P1 FR	12V 8Ah Plomb	AMP6434	(C)
	ECG	Samelight	9-12 UPS High Rate	12V 9Ah Plomb	AMP90106	(C)
	ECG	Samelight	SW280	12V 7.6Ah Plomb	AMP9266	(C)
<b>SAMERY</b>						
	Lève-malade	Samlift 00900	18-12 General Purpose	12V 18Ah Plomb	AMP9039	(C)
	Lève-malade	Samlift 00900	Y17-12I	12V 17Ah Plomb	AMP9269	(C)
<b>SANYO</b>						
	ECG	MDF-C8V / MDF-U333 / MDFU537 / MDF-137 / MDF-U53V / C8V1 / MBR-1404GR	5HR-AAC	6V 2Ah NiMH	MGH00799	(C)
<b>SAVERONE</b>						
	Défibrillateur	Saverone	SAV-C0011	21.6V 2.1Ah Lithium	AML07109	(O)
	Défibrillateur	Saverone	SAV-C0010	27V 1.2Ah Lithium	AML3106	(O)
<b>SCALE-TRONIX INC.</b>						
	Balance	2500 (x4 units required)	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>SCALE-TRONIX INC.</b>					
	Balance	2500 (x4 units required)	NP1.2-6	6V 1.2Ah Plomb	AMP9204	Ⓒ
	<b>SCHAERER MAYFIELD</b>					
	Table d'opération	AXIS 400 / AXIS 500 / AXIS 600 / AXIS 700	A512/10S	12V 10Ah Plomb	AMP8078	Ⓒ
	<b>SCHILLER / ODAM / BRUCKER</b>					
	Défibrillateur	DA Fred Easy / Fred easy life / Skity	4-07-0001	12V 2.8Ah Lithium	AML0711	⓪
	Défibrillateur	Defigard 1002 / 1200 / 2000 / 2000C / 2000D / 2002 / 2500 / 2005 MR / 3002 / 6002 / DSA FRED Bi / Fred Biphasic / Minidef 3 / Minidef 3002 IH	48616507, BUFRNC	12V 2.4Ah NiCd	AMN0711	⓪
	Défibrillateur	Defigard 1002 / 2000C / 2002 / 2500 / 3002 / 6002 Dsa Fred bi	BUFRLI	18V 4.75Ah Lithium	AML0705	⓪
	Défibrillateur	Defigard 2 / 4 / 5	120199	12V 1.3Ah NiCd	MFN0038	Ⓒ
	Défibrillateur	Defigard 3002 / 3002IH	-	14.4V 2Ah NiCd	MGN0259	Ⓒ
	Défibrillateur	Defigard Touch 7 / 5000 Physiogard Touch 7 / T7	2.200132	10.8V 4.3Ah Lithium	AML0714	⓪
	Défibrillateur	Defiscope DS	-	12V 2.5Ah NiCd	MGN0247	Ⓒ
	ECG	Maglife Serenity	3-10-0183	9V 1.2Ah Lithium-ion	AML07153	⓪



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	SCHILLER / ODAM / BRUCKER					
	Défibrillateur	DSA Fred Easy port	6LR61 Nx-Power Tech	9V 0.38Ah Alkaline	PRA9001	Ⓒ
	Défibrillateur	Fred Easy Port	2.230292	12V 0.75Ah Lithium	AML0744	Ⓞ
	Défibrillateur	Fred PA-1	4-07-0025	15V 2.8Ah Lithium	AML07116	Ⓞ
	ECG	Cardiovit AT1 / AT101 / AT103 / P80	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	ECG	Cardiovit AT1 / AT101 / AT103 / P80	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	ECG	Argus Pro Argus Pro Lifecare Argus Pro Lifecare 1 / 2	2.200132	10.8V 4.3Ah Lithium	AML0714	Ⓞ
	ECG	AT102 / AT2 Cardiofax ECG5101 / ECG5151	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	ECG	AT102 / AT2 / AT2+ Cardiofax ECG5101 / ECG5151	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	ECG	AT2 / AT2+ / AT6 / AT60 / AT102 CS200 Excellence SC100 Argus LCM / LCM +	2.6-12 General Purpose	12V 2.4Ah Plomb	AMP9025	Ⓒ
	ECG	AT4 / AT5	EE050302	9.6V 1.7Ah NiMH	MGH0091	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	SCHILLER / ODAM / BRUCKER					
	ECG	AT6	CR1/2AA PCB	3V 950mAh Lithium	PCL00232	Ⓒ
	ECG	AT6 / AT2 Cardiovit SC100	A512/2S	12V 2Ah Plomb	AMP8083	Ⓒ
	ECG	AT8 / AT10 / AT10+ / CS200	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	Ⓒ
	ECG	Cardiovit AT10 / AT10+	3.920509	21.6V 2.3Ah Lithium	AML07121	Ⓒ
	ECG	CV3 / CV6	-	9.6V 2.4Ah NiCd	MGN0335	Ⓒ
	ECG	MS-2010 / MS-2007 / Cardiovit AT102+ / MS2015	4.350044	7.4V 4.2Ah Lithium	AML0782	Ⓒ
	ECG	Physiograph C120	-	12V 1.9Ah NiCd	MGN0286	Ⓒ
	Moniteur	70450A4	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	Ⓒ
	Moniteur	70450A4	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	Ⓒ
	Moniteur	AT3	-	9.6V 0.6Ah NiCd	MGN0122	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SCHILLER / ODAM / BRUCKER</b>						
	Moniteur	CM8 / SP200	A512/2S	12V 2Ah Plomb	AMP8083	Ⓒ
	Moniteur	CM8 / SP200	2.6-12 General Purpose	12V 2.4Ah Plomb	AMP9025	Ⓒ
	Moniteur	OXE3000E (x2)	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Moniteur	OXE3000E (x2)	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
	Moniteur	TM910	BUFRLI	18V 4.75Ah Lithium	AML0705	Ⓔ
	Ophtalmologie	C120 / P210	-	12V 1.8Ah NiCd	MGN0286	Ⓒ
	Spiromètre	SP10	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	Ⓒ
	Spiromètre	Spirovit SP-1	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	Spiromètre	Spirovit SP-1	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
<b>SCHNEIDER</b>						
	ECG	OVA58996	OVA58996	12V 8Ah NiCd	MGN0800	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SCHWA MEDICO</b>						
	Electrostimulation	EMP2 PRO / EMP4 ECO+ / Urostim 2 / Tens Eco 2 / Pro Sport XTRA	-	4.8V 1Ah NiMH	MGH00488	Ⓒ
<b>SCOTT</b>						
	ECG	Pro flow	063548	9.6V 4Ah NiMH	MGH00709	Ⓒ
<b>SEBAC / T.BIRD</b>						
	Ventilateur	AVS3 (External)	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Ventilateur	VSO2 (External)	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
<b>SECA</b>						
	Balance	644 / 717A / 727 / 728 / 757 / 771 / 909 / 922 / 927 / 942 / 944 / 954 / 958 / 959 / 964	-	7.2V 0.7Ah NiCd	MGN0215	Ⓒ
	ECG	CT3000	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	ECG	CT3000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
	ECG	CT61	2.1-12 General Purpose	12V 2.1Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	ECG	CT61	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	Pèse-bébé	665 / 757 / 717A / 717 / 727 / 728	-	7.2V 1.5Ah NiMH	MGH0097	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SEWARD MEDICAL</b>						
	ECG	9911	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	ECG	9911	NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ
<b>SHENKE</b>						
	Pompe à perfusion	SK-500I / SK-600I	AEC703466	7.4V 1.4Ah Lithium	AML07102	Ⓒ
<b>SIEMENS / BURDICK</b>						
	Défibrillateur	Sirecart P Theracard PM / TM	10VR4D	12V 4Ah NiCd	MFN0013	Ⓒ
	ECG	Cardiostat 31 / 31S	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	ECG	Cardiostat 31 / 31S	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	ECG	EK10 / Elite II 862278 / Elite 10	BM-S/B5226	12V 1.9Ah NiCd	MGN0242	Ⓒ
	ECG	Cardiostat 3 T	A506/3.5S	6V 3.5Ah Plomb	AMP8073	Ⓒ
	ECG	Eclipse 4 / 4iEKG / 400 / 850 / LE II	EE050443	16.8V 0.7Ah NiCd	MGN0342	Ⓒ
	ECG	Medicare	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	SIEMENS / BURDICK					
	ECG	Medicare / Megacart	LC-R064R5P	6V 4.5Ah Plomb	AMP6437	(C)
	ECG	Megacart	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	(C)
	ECG	Sicard	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	(C)
	ECG	Sicard	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
	ECG	Sicard 440	7-12 General Purpose	12V 7Ah Plomb	AMP9037	(C)
	ECG	Sirecard 440 / 460 Sirecust 440 / 600 Sicard 440	1.0-6 General Purpose	6V 1Ah Plomb	AMP9083	(C)
	ECG	Sirecard 440 / 460 Sirecust 440 / 600 Sicard 440	Y1-6	6V 1Ah Plomb	AMP9287	(C)
	ECG	Sirecust 311	A508/3.5S	8V 3.5Ah Plomb	AMP8076	(C)
	ECG	Sirecust 341	LC-R063R4P	6V 3.4Ah Plomb	AMP6404	(C)
	ECG	Sirecust 341	3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	(C)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	ECG	Sirecust 610 / 630	PS-832	8V 3.2Ah Plomb	AMP0756	(C)
	Echographe	Acuson P10	10036318	7.2V 3.2Ah Lithium	MML0108RE	(R)
	Instrumentation	Mag 8000	087L4210BATT	3.6V 38Ah Lithium	MGL0085	(C)
	Mammographe	D-802	133352	12V 1.8Ah NiCd	MFN0005	(C)
	Moniteur	SC6002XL / SC6802 XL	MS14490	14.4V 4.4Ah Lithium	AML0706	(C)
	Moniteur	SC6802XL / SC6002XL	MS31385	14.8V 5.2Ah Lithium	MGL00308	(C)
	Moniteur	SC7000 (external) / SC9000 (external) / SC9000XL (external) / SC7000XL (external) / SCP 6000 (internal) / SCP7000XL (external) / SCP9000XL (external)	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	(C)
	Moniteur	SC7000 / SC7000XL / SC9000 XL (internal)	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	(C)
	Moniteur	SC7000 / SC7000XL / SC9000 XL Internal	3.2-12 General Purpose	12V 3.2Ah Plomb	AMP9035	(C)
	Moniteur	SCP 6000 (external / internal) / SC6000XL / SC5000 / SC6000 / SC6002 / SC6082 / SC7000 / Gamma XL	ES2-12V	12V 2Ah Plomb	VMP1001	(C)



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SIEMENS / BURDICK</b>						
	Moniteur	Servoscreen 390	LS14500-CNR AA	3.6V 2.25Ah Lithium	PCL0018	Ⓒ
	Moniteur	Servoscreen 390	2105	3.6V 2.6Ah Lithium	PCL0079	Ⓒ
	Ventilateur	740	A506/6.5S	6V 6.6Ah Plomb	AMP8075	Ⓒ
	Ventilateur	710 Servo 300 / SC300	LC-R122R2P	12V 2.2Ah Plomb	AMP6408	Ⓒ
	Ventilateur	710 Servo 300 / SC300	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Ventilateur	710 Servo 300 / SC300	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
	Ventilateur	Servo 300	A512/2S	12V 2Ah Plomb	AMP8083	Ⓒ
	Ventilateur	Servo I / S	64-87-180	12V 4Ah NiMH	AMH0610	Ⓔ
<b>SIMONSONN &amp; WHEEL</b>						
	Défibrillateur	Cardio Aid / LS / MC+ / 100 / 25 / 50 / 930 / 940	59439-6	12V 2Ah NiCd	AMN0734	Ⓒ
	Défibrillateur	Defi. 2 (x2 units required)	-	12V 2.4Ah NiCd	MGN0336	Ⓒ







	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SIMONSONN &amp; WHEEL</b>						
	Oxymètre	Pulsoxy 503	LC-R061R3P	6V 1.3Ah Plomb	AMP6426	(C)
	Oxymètre	Pulsoxy 503	1.2-6 General Purpose	6V 1.2Ah Plomb	AMP9049	(C)
<b>SIMS FRANCE</b>						
	Pompe à perfusion	3000	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	(C)
	Pompe à perfusion	3000	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	(C)
<b>SITE</b>						
	Echographe	Rite 3	SITE RITE III	14.4V 4.5Ah NiMH	MGH00158	(C)
<b>SMD</b>						
	Moteur chirurgical	Box 500 / Mini Rythmic PCA	KS5.04.192.1	7.4V 0.55Ah Lithium	MGL00803	(C)
PHOTO INDISPONIBLE						
<b>SMITHS MEDICAL</b>						
	Pompe à perfusion	CADD-Solis	21-2160-02	3.7V 1.4Ah Lithium	AML07119	(O)
<b>SONICAID</b>						
	Doppler	D421 / 421	5674, C631, BT0024	12V 0.25Ah NiMH	MBH0063	(C)
	ECG	Micromaxx	P02569-02, P08840-10	11.1V 5.2Ah Lithium	MML0059RE	(R)
	Echographe	Titan M-Turbo	P02569-02, P08840-10	11.1V 5.2Ah Lithium	MML0059RE	(R)


	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SONOSITE FUJIFILM</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Echographe	S-Nerve	88881064 P07753-20 P07753-21	10.8V 5.8Ah Lithium	AML07161	Ⓞ
 PHOTO INDISPONIBLE	Echographe	S-Nerve S2	88890633 P20664	10.8V 5.8Ah Lithium	AML07162	Ⓞ
<b>SPACELABS</b>						
	Défibrillateur	1st Medic 510 / 550 / 610	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓞ
	Enregistreur	2446	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓞ
	Enregistreur	2446	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓞ
	Moniteur	90305 / 90306 / 90315 / 90316 PC2 (x3 units required)	A508/3.5S	8V 3.5Ah Plomb	AMP8076	Ⓞ
	Moniteur	Elance / DM3 91330	6012P	10.8V 6.8Ah Lithium	IML91846	Ⓞ
	Moniteur	M Care 300	2M86733	11.1V 7.2Ah Lithium	AMN0784	Ⓞ
	Moniteur	PC Scout 90309 (x2 units required) / Ultraview SL (91369) / Ultraview 1030 90367 (x2 units required) / SL1030 / SL1050 / SL2200 / SL2400 / SL2600 / SL90369 / 1050 / PC Express 90305 / PC Express 90306 / PC Express 90308 / 90351	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓞ
	Moniteur	PC Scout 90309 (2 per unit) / Ultraview SL (91369) / Ultraview 1030 90367 (2 per unit) / SL1030 / SL1050 / SL2200 / SL2400 / SL2600 / SL90369 / SL91369	040-1073-00	12V 2.4Ah NiMH	AMH0713	Ⓞ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SPACELABS</b>						
	Moniteur	PC1 / PC2	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	(C)
	Moniteur	PC1 / PC2	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	(C)
	Moniteur	Power Brick / 90385	0.8-12 General Purpose	12V 0.8Ah Plomb	AMP9032	(C)
	Moniteur	Qube 91390	LI204SX-60	11.1V 7.8Ah Lithium	AML90144	(C)
	Moniteur	Ultraview 91387 / 1700 90496	146-0053-00	12V 0.7Ah NiMH	AMH07028	(C)
	Tensiomètre	Series Clock 90600 / 90207 / 90303 / 90303B / 90311 / 90312 / 90312A / 90315	146-0008-00	3V 0.16Ah Lithium	PBL2405	(C)
	ECG	Monica 200	-	7.2V 2.5Ah NiMH	MGH00235RE	(R)
 PHOTO INDISPONIBLE	ECG	PRO H	-	4.8V 2.5Ah NiMH	MGH00225	(C)
	ECG	PRO M / ES60	-	4.8V 2.5Ah NiMH	MGH00233	(C)
	Garrot/tourniquet	EGP 400-20 / EGP 400-40	-	12V 1.6Ah NiMH	MGH00860RE	(R)

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>SPACELABS</b>						
	Oxymètre	Suntech 247B	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
<b>SSCOR, INC.</b>						
	Aspirateur de mucosités	VX-2 / VX-2 model 2310	80635	12V 2.8Ah Plomb	MMP28110	Ⓒ
<b>STERIS</b>						
	Table d'opération	C-MAXT2L / CMAX	24-12 General Purpose	12V 24Ah Plomb	AMP9043	Ⓒ
<b>STRYKER</b>						
	Casque chirurgical	Turbo 5	-	6V 4Ah NiMH	MXH0006	Ⓒ
	Lit d'hôpital	2010 (x3 units required)	LC-R0612P	6V 12Ah Plomb	AMP6401	Ⓒ
	Moniteur	2115 / 2115A / 2115B	5693-A	9.6V 1.2Ah NiCd	AMN0778	⓪
	Moteur chirurgical	System 6 Non Sterile	6126-110000	9.6V 2.15Ah NiMH	AMH07010	⓪
 PHOTO INDISPONIBLE	Outillage chirurgical	7126	7126-110-000	10.8V 2.2Ah Lithium	AML0766	⓪
	Outillage chirurgical	7222	7222-110-000	10.8V 1.1Ah Lithium	AML0765	⓪
	Outillage chirurgical	400-650 T4 / Turbo 4	-	6V 3.8Ah NiMH	MMH0064RE	Ⓡ
	Outillage chirurgical	STR-200 / STR-2000	5693-A	9.6V 1.2Ah NiCd	AMN0778	⓪



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>STRYKER</b>						
	Pompe à perfusion	Ahto	250-070-602	16.8V 2.5Ah NiMH	MGH00861	Ⓒ
	Batterie médicale	SYSTEM 7 aseptique haute capacité	7126-110-000	9.9V 2.67Ah Lithium-ion	AML07157	Ⓞ
 PHOTO INDISPONIBLE	Batterie médicale	SYSTEM 6 stérile petite capacité	6212-000-000	9.6V 1.2Ah NiCd	AMN07104	Ⓞ
 PHOTO INDISPONIBLE	Batterie médicale	SYSTEM 6 stérile haute capacité	6215-000-000	9.6V 5Ah Plomb	AMN07105	Ⓒ
<b>SYNTHESES</b>						
	Moteur chirurgical	Colibri / Colibri 2	522.003, 532.003	12V 0.6Ah NiCd	AMN0787	Ⓞ
	Moteur chirurgical	Power Drive	-	12V 1.2Ah NiCd	MMN0041RE	Ⓘ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>TAEMA / AIR LIQUIDE</b>						
	Ventilateur	Felix / Galileo / Extend	5.4-12 UPS High Rate	12V 5.4Ah Plomb	AMP90104	Ⓒ
	Ventilateur	Felix / Galileo / Extend	NPH5-12	12V 5Ah Plomb	AMP9223	Ⓒ
	Ventilateur	Monnal T75	-	24V 9Ah NiMH	MMH0081	Ⓒ
	Ventilateur	Neftis	KY569401	25.2V 4.5Ah NiMH	MGH00766	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>TAEMA / AIR LIQUIDE</b>						
	Ventilateur	Osiris 1 / Osiris 2	-	9.6V 0.7Ah NiCd	MGN0274	Ⓒ
	Ventilateur	Osiris 2 / Osiris 3	-	9.6V 1.4Ah NiMH	MMH0011RE	Ⓓ
	Ventilateur	Osiris 3	KY564600, PS024	9.6V 1.4Ah NiMH	MGH00770	Ⓒ
<b>TERMEL</b>						
	ECG	Supra	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓒ
	ECG	Supra	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓒ
<b>TRUMPF-AMSA</b>						
	Table d'opération	Trumpf - Amsa / Hill Rom / Power Shuttle, T7000	1533137	40.7V 4.8Ah Lithium-ion	AML07158	Ⓒ
	Table d'opération	Saturn / Mars / Jupiter	12-12 General Purpose	12V 12Ah Plomb	AMP9038	Ⓒ
<b>TUNSTALL</b>						
	Appelle-malade	Lifeline 400 / Connect / Connect +	D3706005A	7.2V 1.5Ah NiMH	TGH9038	Ⓒ
<b>TYCO HEALTHCARE / KENDALL</b>						
	Pompe à perfusion	42012 / 9525 SCD	1050060	14.4V 2.2Ah Lithium	AML0735	Ⓒ



## U-V

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ULTRALIFE</b>						
	ECG	UFT100-12L	100-12 UPS High R	12V 100Ah Plomb	AMP9071	Ⓒ
<b>ULTRALIFE</b>						
	ECG	UL100-12	100-12 General Purpose	12V 100Ah Plomb	AMP9017	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>VERATHON</b>						
	Mesure vessie	Bladderscan BVI 3000	400-0039	7.2V 2.5Ah NiMH	MMH00107RE	Ⓓ
	Mesure vessie	BladderScan BVI 6000 Series / BVI 6100	0400-0109	3.7V 0.9Ah Lithium	AML07118	Ⓒ
	Mesure vessie	BVI 3000	0400-0039	7.2V 1.2Ah NiMH	AMH07014	Ⓒ
<b>VICKERS</b>						
	Incubateur	77	GF12033Y G1	12V 33Ah Plomb	AMP801038	Ⓒ
	Pousse-seringue	IP5	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓒ
	Pousse-seringue	IP5	NP2.1-12	12V 2.1Ah Plomb	AMP9212	Ⓒ
<b>VITALOGRAPH</b>						
	Spiromètre	2120	EE050281	3.6V 0.6Ah NiCd	MGN0377	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>WEINMANN</b>						
	Aspirateur de mucosités	Accumator Accuvac / Accuvac Basic / Accuvac rescue	-	12V 3Ah NiCd	MGN0415	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Accuvac Basic	LC-R123R4P	12V 3.4Ah Plomb	AMP6427	Ⓒ
	Aspirateur de mucosités	Accuvac pro	WM11603	14.4V 4.3Ah Lithium	AML07108	⓪
	Ventilateur	Medumat Standard 2	WM28384	10,8V 6,45Ah Lithium	AML07112	⓪
<b>WELCH ALLYN</b>						
	Défibrillateur	AED 10	00185-2	12V 1.3Ah Lithium	MGL00439	Ⓒ
	ECG	CP150	BATT99	11.1V 6Ah Lithium	AML0771	⓪
	ECG	CP100 / CP200	5077	6V 4.5Ah Plomb	MXP0014	Ⓒ
	ECG	M7000	ES2.3-12V	12V 2.3Ah Plomb	AMP0744	Ⓒ
	ECG	M7000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Moniteur	45NTO / Spot Vital Signs LXI / 45NTL	400732, 4500-84, 4200-84, 7170-2, 501-0015-01	6V 4.5Ah Plomb	AMP0015	Ⓒ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>WELCH ALLYN</b>					
	Moniteur	5200 / 53NOP / 53NTO / 53NTP / 53OTO / 5350P / 5300 / 300 / 53000 / 5300P / 530TO / 530TP / 53S00 / 53S0P / 53ST0 / 53STP / 53N00 / 53N0P / 53NTO / VSM300	6065	6V 4Ah Plomb	AMP0008	Ⓒ
	Moniteur	53NTB / Spot 420 / 53NTL / 42NOB / VSM 300 series / 63NTB / 4200B / 420TB / 42MOB / 42MTB / 42NTB	4200-84, 501-0015-01	6V 4Ah Plomb	AMP0014	Ⓒ
	Moniteur	62000 Atlas	LC-R067R2P	6V 7.2Ah Plomb	AMP6407	Ⓒ
	Moniteur	62000 Atlas	7.2-6 General Purpose	6V 7.2Ah Plomb	AMP9082	Ⓒ
	Moniteur	BLT M7000	ES2.3-12V	12V 2.3Ah Plomb	AMP0744	Ⓒ
	Moniteur	BLT M7000	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9020	Ⓒ
	Moniteur	Connex VSM6000 / Dynamap / VS6000	BATT99	11.1V 6Ah Lithium	AML0771	Ⓒ
	Moniteur	Encore 102 / 104 / 106 / 204 / 206 / 204EL / 246EL / 102EL / 242EL / 244EL / 206EL / 202EL / 240EL / 204EL / 106EL Propaq encore	008-0125-00, 501-00006-00, 501-0008-00	8V 5.4Ah Plomb	AMP0702	Ⓒ
	Moniteur	Lifesign	4.5-6 General Purpose	6V 4Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	CV	Propaq LT / Micropaq / Protocol Propaq 802L TRN Monitor	008-0857-00	8.4V 1.9Ah Lithium	AML0749	Ⓒ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	Moniteur	Quick Sign / 4200	5077	6V 4.5Ah Plomb	MXP0014	Ⓢ
	Moniteur	Spot 105631	105631	6.4V 6Ah Lithium	AML07103	Ⓢ
	Moniteur	Spot 420 / 4200B / 420TB / 42MOB / 42NOB / 42MTB / 42NTB / 53NTB / 53NTL / 63NT	BATT/110923-A	6V 4Ah Plomb	MMP28109	Ⓢ
	Moniteur	Spot check 42NTB / 420TB / 4200B / Spot Vital Signs LXI / Vital Signs / Spot 420 / Spot 300 VSM 530NTO / 300 series / 53NTB / 53N00 53NTL / 53OTO / 53S00 / 530TP / 53000 / 5350P 42MOB / 42MTB / 42NTB / 420 / 420NOB / 420TB / 4200B / 53NTB / 53NTL / 63NTB / 300 / 4200-84 / 501-0015-01 / 5300 / 5300-101	PB 1S 1P	6V 4Ah Plomb	AMP0018	Ⓢ
	Moniteur	Spot check 42NTB / Spot Check 420TB / Spot Check 4200B / Spot Vital Signs LXI / Vital Signs / Spot 420 / Spot 300 / VSM 530NTO / VSM300 series / VSM 53NTB / VSM 53N00 53NTL / VSM 53OTO / VSM 53500 / VSM 530TP / VSM 53000 / VSM 5350P / 42MOB / 42MTB / 42NTB / 420 / 420NOB / 420TB / 4200B / 53NTB / 53NTL / 63NTB / 300 / 4200-84 / 501-0015-01 / 5300 / 5300-101	4200-84	6V 4.5Ah Plomb	MMP28105	Ⓢ
	Ophtalmologie	WA-72200 / 11720 / 18100 / 18200 / 20000 / 97210	1919-P-7069, 78904586	3.6V 0.75Ah NiCd	AMN0730	Ⓢ
	Otoscope	21700 / 74054 / 74710	1919-P-7069, 78904586	3.6V 0.75Ah NiCd	AMN0730	Ⓢ
	Otoscope	72900 Microtyp 2 / MT2	-	2.4V 0.6Ah NiCd	MGN0330	Ⓢ
	Otoscope	Audioscope 3 / 72300 / 71000-A / 71000-C / 71020-A / 71020-C / 71055-C	72300	3.6V 0.7Ah NiCd	AMN0729	Ⓢ
	Oxymètre	42NTB-F2 / 42NTB	4.5-6 General Purpose	6V 4.5Ah Plomb	AMP9015	Ⓢ



	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>WELCH ALLYN</b>						
	Oxymètre	42NTB-F2 / 42NTB	NP4-6	6V 4Ah Plomb	AMP9218	Ⓒ
	Poignée rechargeable	71000 / 71003 / 71010 / 71015 / 71020 / 71022 / 71050 / 71051 / 71054 / 71055 / 71110 / 71150 / 71610 / 72200 Halogene / 72207 / 71144	1919-P-7069, 78904586	3.6V 0.75Ah NiCd	AMN0730	Ⓒ
	Tensiomètre	5200	5077	6V 4.5Ah Plomb	MXP0014	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Tensiomètre	52000 / Spot	4.5-6 General Purpose	6V 4Ah Plomb	AMP9015	Ⓒ
	Tensiomètre	BP2400	2400-BATT	4.8V 2.4Ah NiMH	AMH07101	Ⓔ
	Tensiomètre	BP3400	BATT11	3.7V 2.1Ah Lithium	AML0733	Ⓔ
	Tensiomètre	Inova T4 Lights / Inova T4 / UR611	FLB-LIN-7	3.7V 2.2Ah Lithium	AML0767	Ⓒ
	Thermomètre	5000	5077	6V 4.5Ah Plomb	MXP0014	Ⓒ
	Thermomètre	Thermoscan / Thermoscan Pro4000	RA005	2.4V 0.72Ah NiMH	AMH071030	Ⓒ
	Thermomètre	Thermoscan Pro 6000	104894	2.4V 0.75Ah NiMH	AMH071032	Ⓔ











	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>WELMED</b> Pousse-seringue P1000 / P2000 / P3000 / P4000		3.2-6 General Purpose	6V 3.2Ah Plomb	AMP9022	Ⓒ
	Pousse-seringue P1000 / P2000 / P3000 / P4000		NP2.8-6	6V 2.8Ah Plomb	AMP9214	Ⓒ








	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ZIMMER / ASPEN LABS</b>						
	Garrot/tourniquet	ATS-4000	60-4000-702-00	14.4V 4.3Ah Lithium-ion	AML07154	Ⓞ
	Garrot/tourniquet	ATS 2000	01-631-5638	12V 7.5Ah Lithium	AML9131	Ⓞ
	Garrot/tourniquet	ATS 750	1.2-12 General Purpose	12V 1.2Ah Plomb	AMP9033	Ⓞ
	Garrot/tourniquet	ATS 750	NP1.2-12	12V 1.2Ah Plomb	AMP9203	Ⓞ
	Garrot/tourniquet	ATS1200	2.3-12 General Purpose	12V 2.3Ah Plomb	AMP9034	Ⓞ
<b>ZOLL MEDICAL</b>						
	Défibrillateur	AED +	CR123	3V 1.4Ah Lithium	PCL2405	Ⓞ
	Défibrillateur	PD900 / PD1200	-	12V 2.5Ah Plomb	MGP0031	Ⓞ
	Défibrillateur	AED 3	8000-000696	12V 4.2Ah Lithium	AML07120	Ⓞ
	Défibrillateur	AED Pro	8000-0860-01	12V 4.3Ah Lithium	AML0731	Ⓞ
	Défibrillateur	Auto Pulse	8700-0752-01	36.3V 2.3Ah Lithium	AML0745	Ⓞ

	TYPE D'APPLICATION	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>ZOLL MEDICAL</b>					
	Défibrillateur	CCT / M Series XL / Smart Ready H40020 / XL Smart Ready / PD4410XL	8000-0500-01	10V 4.5Ah Plomb	AMP0728	⊙
	<b>COLIN MEDICAL</b>					
	Défibrillateur	E-Series / R-Series / R-Series Surepower	8019-0535-01	10.8V 5.8Ah Lithium	AML0734	⊙
	Défibrillateur	PD1400 / PD1600 / PD1700 / PD200 / PD4410 / NTP2 / M-series / AED Pro	8000-0299-01	10V 2.5Ah Plomb	AMP0746	⊙
	Défibrillateur	PD1400 / PD1600 / PD1700 / PD200 / PD4410 / NTP2 / M-series / AED Pro	-	10V 2.5Ah Plomb	MGP0702	⊙
	Défibrillateur	X-series / X-series surepower 2	8000-0580-01	11.1V 6.6Ah Lithium	AML0756	⊙
	Moniteur	Propaq MD / Sure Power II Rev A / Sure Power II	8000-0580-01	11.1V 6.6Ah Lithium	AML0756	⊙

	TYPE DE PRISE	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
<b>ARJO</b>						
	Prise EU	Arjo / Carevo / Mawi Twin / Carino NEA8000-WW / NEA1000-EU / Sara Combilizer / BOB20 XX-01 / Carendo	1340100	- 350mA NiCd / NiMh	CEH0707	⊙
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	Arjo / Maxi Sky 600 / Maxi Sky 1000 / Maxi Sky 2 / Maxi Sky 440	700-15568	12V - Plomb	CEP0723	⊙
<b>GE HEALTHCARE</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	MS Procure 100 / MS ProCare 300 / ARC Aestiva 7100 / MIC Corometrics 170 / ARC Light Monitor / Carescape V100 /ARC MRI Monitor	2018859-001 2013057-001 2009460-001	12V	CEP0722	⊙
<b>KERN</b>						
	Prise EU / UK	Kern / 14.1304.01	14.1304.01	- 350mA NiCd / NiMh	CEN0708	⊙
<b>LINAC</b>						
	Prise EU	Linak / Intercare	CBJ2001HC011044	-	CEP0702	⊙
	Prise EU	Linak / Intercare	CHJ20000030A011 322405-0040	-	CEP0708	⊙
<b>MASCOT</b>						
	Prise EU	Guldmann / 36V	2420	36V 1900mA	LEX51131	⊙
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	Siemens / Clinitek Status	3825 3825908000	9V 800mA	LEX51137	⊙
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	Siemens / Clinitek Status	3823905000	9V 1330mA	LEX51138	⊙
<b>MOLIFT</b>						
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	Molift / Quickcharger	1340100	12V / 24V 900mA NiCd / NiMh	CEH0708	⊙

	TYPE DE PRISE	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>MOLIFT</b>					
	Prise EU	Molift / All / PowerPack Batteries Quickcharger	1340100	12V / 24V 900mA NiCd / NiMh	CEH0710	⊙
	Prise UK	Molift / Quickraiser	3660766585929	12V / 24V 1000mA NiCd / NiMh	CEH0711	⊙
	<b>MSP</b>					
	Prise UK	Arjo / SPL3021 / KPA2000-E / MSP-A-AH-00200 KPA0100 / KPA8200 / Tempo / SPL3024	KPA8200 SPL3024 KPA2000-E	24V 1000mA Plomb	CEP0703	⊙
	Prise EU	Arjo / CMinstrel Double / Bolero / NDA0200 Sara 3000 / Maxi 500 / NDA0100 / Alenti Sara Lite / Calypso / Minstrel Single / Maxi Move / Marisa / HMX991 / Walker / Minstrel Miranti	NDA8200 MSP-C-AH-00202 HMX987 NDA2200 05080	24V 1000mA Plomb	CEP0704	⊙
	Prise EU	Arjo / Ambulift / Maxilift / Maxi Move (Old Version) / NDA1000-EU / KKA1100-04	NDA1000-EU MSP-C-AH-00301	24V 1000mA Plomb	CEP0705	⊙
	Prise EU	Arjo / Walker / NDA0100 / Minstrel / Marisa NDA0200 / Sara Lite / Miranti / Minstrel Single / Maxi Move / Calypso Minstrel Double / Maxi 500 / Bolero Sara 3000 / HMX991 / Alenti	HMX987 NDA2200 NDA8200 MSP-C-AH-00201	24V 1000mA Plomb	CEP0707	⊙
	Prise UK	Arjo / Sara Plus / KPA8200 / Encore / Tenor Opera / Tempo / SPL3024 / SPL3021 / KPA0100	SPL3024 KPA8200	24V 1000mA Plomb	CEP0709	⊙
	Prise EU	Arjo / 102193 / Concerto	102193 NCA1000	12V 500mA Plomb	CEP0712	⊙
	Prise EU	Arjo / Liko / Sabina 200	CH1	24V 400mA Plomb	CEP0713	⊙
	Prise EU	Arjo / NDA0200 / Marisa / Sara Lite / Minstrel Double / Miranti / Calypso / Minstrel Single Maxi Move / NDA0100 / Maxi 500 / Alenti Sara 3000 / Walker / Bolero / HMX991	HMX987 NDA1200 NDA8200	24V 400mA Plomb	CEP0714	⊙

	TYPE DE PRISE	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
 PHOTO INDISPONIBLE	MSP Prise UK	Arjo / NDA0200 / HMX991 / Minstrel Single Minstrel Double / Maxi Move Marisa / Walker / Calypso / NDA0100 Alenti / Maxi 500 / Sara Lite / Sara 3000 Miranti / Bolero / Sara 2000	1NDA8200 NDA1200 HMX987	24V 400mA Plomb	CEP0715	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise UK	Arjo / Sara 2000 / NDA1000-GB / Ambulift NDA1000 / Maxilift / Maxi Move (Old Version)	NDA1000 NDA1000-GB	24V 1000mA -	CEP0716	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise EU	Arjo / Trixie / Sarita	KTA0101	24V 1000mA -	CEP0717	Ⓒ
 PHOTO INDISPONIBLE	Prise UK	Arjo / Trixie / Sarita / KTA0101	KTA0101 KTA0101-GB	24V 1000mA Plomb	CEP0718	Ⓒ
	Prise UK	Arjo / SPL3021 / KPA0100 / Sara 3000 Tenor Tempo / Opera / Encore / SPL3024 / Sara Plus / KPA8200	KPA2000 KPA2000-GB MSP-C-AH-00802	24V 400mA Plomb	CEP0719	Ⓒ
	Prise UK	Liko / Golvo 7007ES	MSP-C-LN-00200	24V 400mA Plomb	CEP0720	Ⓒ
	Prise EU	Arjo / MSP / TGT.223 / MSP-A-MB-00100 TGT.223 / MSP-A-MB-00100	MSP-C-AH-01400	24V 400mA Plomb	CEP0724	Ⓒ
	Prise UK	SPL3021 / SPL3024 / KPA8200 / KPA0100	NEA1000-UK NEA1000-GB NEA1000	12V / 24V 1000mA NiCd / NiMh	CEH0709	Ⓒ
	Prise UK	Arjo / Carevo / Carendo / Sara Combilizer NEA8000-VW / Carino / Mawi Twin / NEA1000-GB	NEA1000-UK NEA1000-GB NEA1000	24V 400mA NiMh	CEH0712	Ⓒ
<b>PHYSIOCONTROL</b>						
	Prise EU	Lucas 3 / Lucas 2	30090181 11576-000056	-	LEX0703	Ⓒ

	TYPE DE PRISE	MODÈLE	PART NUMBER	INFO PRODUIT	RÉFÉRENCE	TYPE*
	<b>SECA</b>					
	Prise EU	959 / 645 / 665 / 958 / 442 / 685 / 447 / 955	68-32-10-266 CEN0709	12V 500mA NiCd / NiMh	CEN0706	⊙
	Prise EU	645 / 674 / 336 / 634 / 958 / 635 / 334 / 920 954 / 878 / 869 / 757 / 374 / 899 / 376 / 704 769 / 799 / 959	68.32.10.252 1645131055772	112V 130mA NiCd / NiMh	CEN0707	⊙
 PHOTO INDISPONIBLE	<b>WEINMANN</b>					
	Prise EU	Accuvac Lite / Accuvac / Accuvac Pro	WM2620 WM2610	Lithium	CEL0703	⊙





## INFORMATIONS SUR VOTRE APPAREIL


APPLICATION ..... MARQUE ..... MODÈLE .....

### USAGE DE LA BATTERIE

- SECOURS (Appareil branché sur secteur 90% du temps)  NOMADE (Appareil utilisé sur batterie et seulement rechargé sur le secteur)


### PHOTO NÉCESSAIRE

- Batterie Complète
- Connecteur / Sortie (face/côté/dessus) avec dimensions
- Etiquette du produit



### EXEMPLE DE COMPOSANTS INTERNES

Si vous pouvez retirer la gaine ou le boîtier autour des cellules, merci de prendre une photo des composants internes.



TECHNOLOGIE	TYPE D'ASSEMBLAGE CYLINDRIQUE		TYPE D'ASSEMBLAGE PRISMATIQUE		TYPE DE CONNECTIQUE		
<input type="checkbox"/> Alcaline	<input type="checkbox"/> style 1	<input type="checkbox"/> style 6	<input type="checkbox"/> style 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CT : plot pile	<input type="checkbox"/> P2 : 2 picots	<input type="checkbox"/> T2 : cosses à souder dans le même sens
<input type="checkbox"/> Saline	<input type="checkbox"/> style 2	<input type="checkbox"/> style 7	<input type="checkbox"/> style 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P3 : 2 picots (+) / 1 picot (-)	<input type="checkbox"/> Ou P3 : 1 picot (+) / 2 picots (-)	<input type="checkbox"/> CNA-CD : fil axial
<input type="checkbox"/> NiCd	<input type="checkbox"/> style 3	<input type="checkbox"/> style 8	<input type="checkbox"/> style 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HB : cosses à souder percées	<input type="checkbox"/> HBL : cosses à souder inversées	<input type="checkbox"/> HH : cosses à souder vers le haut
<input type="checkbox"/> NiMH	<input type="checkbox"/> style 4	<input type="checkbox"/> style 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Plomb	<input type="checkbox"/> style 5	<input type="checkbox"/> Autre*			<input type="checkbox"/> Sortie fil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sortie fil + connecteur
<input type="checkbox"/> Lithium							
<input type="checkbox"/> Lithium-ion							
<input type="checkbox"/> Lithium Fer Phosphate							
<input type="checkbox"/> Lithium Polymère							
<input type="checkbox"/> NiZn							

\*Si autre style, envoyez-nous la batterie

### NOMBRE DE CELLULE AU TABLEAU (Ajouter dans le tableau)

Nombre d'éléments composant le montage  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Autre

### TENSION DU MONTAGE / CAPACITÉ

TENSION DU COMPOSANT DU MONTAGE ..... (Volt) CAPACITÉ ..... (Ah)

### PRÉCISION SUR LES CELLULES Taille de la cellule (diam/H/L/l)


Ø DIAMÈTRE .....mm HAUTEUR .....mm LONGUEUR .....mm LARGEUR .....mm

### PRÉCISION SUR LA CONNECTIQUE

LONGUEUR DU FIL ..... mm SECTION DU FIL .....mm

### ENTRAXE ENTRE LES PICOTS / LARGEUR DES COSSES

POLE +  2.8  4.8  6.3 POLE -  2.8  4.8  6.3



## 1. CHAMPS D'APPLICATION

Toute commande adressée à la société ALLBATTERIES par quelque moyen que ce soit implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la passation de votre commande. Les données enregistrées par ALLBATTERIES constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par ALLBATTERIES et ses clients et sous entendent la lecture et l'acceptation préalable des conditions de vente. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée que dans la mesure où nous l'avons formellement acceptée par écrit. Les conditions de vente d'ALLBATTERIES fournisseur, l'emportent sur celles du client. Les présentes conditions de vente définissent les termes et conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère commandent et achètent les produits proposés à la vente par ALLBATTERIES.

## 2. PRÉSENTATION DES PRODUITS

Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées sur le catalogue. En accord avec l'article L-111-1 du code de la consommation les photographies illustrant les produits en vente relèvent du champ contractuel. Tous les textes et images présentés sont réservés, pour le monde entier, au titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle est strictement interdite sans l'accord formel de la société ALLBATTERIES.

## 3. SPÉCIFICATION TECHNIQUES DES PRODUITS

Les caractéristiques, dimensions, poids, etc. mentionnés dans toutes nos documentations n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerons opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

## 4. CONFIDENTIALITÉS

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par le client. Ils pourront faire l'objet d'une facturation.

## 5. PRIX

Les prix sont établis en Euros hors T.V.A. Les frais de transport sont en sus, les livraisons étant faites en port avancé, sauf mention expresse de livraison franco de port. Les factures sont établies au tarif en vigueur au moment de la livraison. Le franco de port n'est applicable que sur les prix catalogue en vigueur. Le tarif général peut être revu au cours de l'année.

## 6. DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

La mise à jour de l'information du stock sur [www.all-batteries.fr](http://www.all-batteries.fr) avec le stock réel du produit sur notre entrepôt est faite 2 fois par jour : une fois à 15h00 et une autre fois pendant la nuit. Pour les produits non stockés dans nos entrepôts et pour lesquels vous trouverez la mention « demande de délai », contactez le service client afin qu'il vous communique le délai de disponibilité au plus juste.

Dans ce cadre, des indications complémentaires sur la disponibilité des produits sont fournies au moment de la passation de votre commande. Ces informations sont données à titre non contractuel. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par email dans les meilleurs délais. Les produits de votre commande sont réservés dès la confirmation de votre commande.

## 7. COMMANDE

Les commandes peuvent être adressées à ALLBATTERIES par courrier, fax, téléphone ou email. Le montant minimum de commande est fixé à 40 € HT. Une contribution de 4% pour la récupération des piles usagées est appliquée sur le montant hors taxe des factures. Toute annulation de commande faite par le client doit obligatoirement être confirmée par écrit. Dans le cas d'une commande de produit sur mesure ou répondant à un besoin spécifique du client, une annulation sans frais ne sera possible que si une demande par écrit a été reçue (envoi avec Accusé de Réception) avant que la production n'ait démarré ou qu'une commande fournisseur n'ait été passée.

## 8. SUIVI DE COMMANDE

Le client sera informé par e-mail de la confirmation de sa commande, et sur demande, de son expédition.

## 9. CONDITIONS DE RÉGLEMENT ET FACTURATION

Pour une ouverture de compte, le paiement s'effectue à la commande (avant expédition). Nos factures sont payables au siège social dès réception par virement, sans escompte. En cas de paiement à terme consenti, le mode différé doit être porté sur la facture. Le défaut de paiement ou le report, même partiel d'une seule des échéances convenues, entraîne de plein droit l'exigibilité des sommes restant dues, ainsi que la suspension immédiate d'autres livraisons ou le paiement comptant avant expédition

de toute nouvelle fourniture, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et nous permet d'annuler, sans indemnité et sans avis les commandes ou marchés du débiteur défaillant.

Pénalités de retard : toute somme non réglée à l'échéance sera majorée de pénalités calculées au taux annuel de 12%. En application de l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € devra être versée par tout débiteur payant après l'expiration du délai de paiement. Clause pénale : Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant. Le client s'interdit tout droit de rétention ou de compensation. Par défaut, les factures seront expédiées sous format PDF non signé via un courrier électronique à l'adresse communiquée par le client.

## 10. LIVRAISON COMMANDE

### a. Livraison - Transport

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel par le transporteur au départ de notre magasin ou des usines de nos fournisseurs. Les risques et la responsabilité du matériel vendu ont donc lieu dès ladite prise en charge, même en cas de livraison franco. Le matériel n'est assuré que sur instruction expresse et aux frais de l'acheteur. Dans tous les cas, il appartient évidemment à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves à l'arrivée du matériel et d'exercer s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur. Les réclamations devront être formulées par lettre recommandée au transporteur ainsi qu'à ALLBATTERIES dans un délai de 3 jours à réception de marchandise. A défaut de quoi le droit à réclamation cessera d'être acquis. Toute demande de bon émarginé, pour preuve de livraison, fera l'objet d'une facturation forfaitaire de 20 € HT.

### b. Délais de livraison

Les délais de livraison commencent à courir dès la prise de commande. Compte tenu notamment de la possibilité de personnalisation de certains produits, ces délais sont donnés à titre indicatif sans engagement. Par suite, un retard ne saurait justifier l'annulation de la commande, ni donner lieu à indemnité ou pénalités. Le fait pour le client de repousser les dates de livraisons initialement prévues, n'est pas de nature à modifier la facturation aux conditions et dates initialement prévues.

### c. Retour

ALLBATTERIES accepte le retour de marchandises sous certaines conditions et le client devra se conformer à la procédure mise en place. La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du matériel. Le client doit contacter le service qualité d'ALLBATTERIES au 0825 35 1001. Le client recevra par fax ou par mail un numéro et une fiche de non conformité sur les modalités du retour à joindre impérativement au colis. Tous les colis devront être expédiés exclusivement à notre centre de logistique - Battery Division - Z.A. les Taillis - 69960 CORBAS accompagnés de la fiche de non conformité remise par le service qualité d'ALLBATTERIES. Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf dans son emballage d'origine, les frais d'emballage et de transport à l'aller comme au retour sont à la charge du client. Les produits ne figurant pas au catalogue ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise par ALLBATTERIES. Tout retour de marchandise suite à une erreur ou responsabilité du client entraînera la reprise de ladite marchandise à 75 % du prix facturé pour frais de remise en stock.

## 11. GARANTIES

### • Exclusion des garanties

Les garanties suivantes ne s'appliquent pas :

- Aux piles (au regard de leur utilisation à usage unique) sauf si le dommage est dû à un vice de matière ou de fabrication.
- A tout dommage esthétique
- A tout dommage causé par l'utilisation
- A tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide
- A tout dommage causé par le fonctionnement du produit hors des utilisations permises ou prévues décrites dans les fiches techniques des produits.
- A un produit ou une pièce qui a été modifié de telle manière à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'ALLBATTERIES.
- Si tout numéro de série a été enlevé ou rendu illisible

### • Garantie de fabricant

Cette garantie est applicable pour tous : les professionnels comme les consommateurs (particuliers) pour tous les produits présents sur catalogue. La période de garantie fabricant affichée sur la fiche produit démarre à la date de livraison de la commande initiale sans renouvellement de cette période en cas d'échange dans le cadre de celle-ci. Durée de la garantie : au minimum de 6 mois et ne peut-être inférieure à celle consentie par nos fournisseurs.

**IMPORTANT** : n'ouvrez pas le matériel. L'ouverture de ce matériel est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la présente garantie.

### • Garantie de conformité

Article L. 211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Seuls les consommateurs - c'est-à-dire toute personne physique qui a acheté un produit pour un usage qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale - peuvent bénéficier de cette garantie légale. Ainsi, les produits achetés qui sont visés dans une facture indiquant le numéro d'enregistrement TVA d'une entreprise ou d'un professionnel ne sont pas couverts par cette garantie légale.

## 12. FORCE MAJEURE

La société ALLBATTERIES ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour tout manquement à ses obligations contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure pour les événements suivants sans que leur énumération ne puisse revêtir un caractère exhaustif : grève interne ou externe, catastrophes, retard de notre approvisionnement et d'une manière générale tout événement touchant et rendant impossible l'exécution normale des commandes.

## 13. PROTECTION DES DONNÉES

Les données nominatives fournies par le client peuvent être diffusées à nos partenaires. Elles sont également, sauf opposition expresse du client, intégrées dans le fichier clients de la société ALLBATTERIES. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification des données. Pour exercer ce droit, il suffit de prendre contact avec le service client de la société ALLBATTERIES par :

- email : [industrie@allbatteries.com](mailto:industrie@allbatteries.com)

- courrier : adressé au siège social de la société ALLBATTERIES

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ou de nos partenaires pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez nous contacter à tout moment par email à notre service client.

## 14. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En application de la loi 80.335 du 12 mai 1980 et de la loi 85.98 du 25 janvier 1985, les marchandises vendues par ALLBATTERIES restent juridiquement sa propriété jusqu'à l'encaissement réel et définitif du prix convenu. Jusqu'à cette date, le matériel livré sera considéré comme consigné et l'acheteur supportera le risque des dommages que ce matériel pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Jusqu'à complet paiement les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable d'ALLBATTERIES. Malgré toute disposition contraire du présent contrat, en cas de non respect par le client d'une des échéances de paiement, le vendeur sans perdre aucun de ses autres droits, pourra exiger, par simple lettre recommandée, la restitution des biens aux frais du client jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Le catalogue demeure la propriété d'ALLBATTERIES. Toute reproduction, même partielle, des textes, illustrations, photos et tableaux est strictement interdite sous peine de poursuite judiciaire. Dans l'éventualité où nous serions amenés à apporter, sans préavis, des modifications dans les caractéristiques des articles photographiés ou dessinés dans ce catalogue, nous ne serions pas tenus de fournir les articles dans leur précédente spécification et la responsabilité de ALLBATTERIES ne saurait être engagée.

## 15. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les éléments du catalogue sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets. Ainsi, aucun des documents ne peut être copié ou reproduit. La modification de ces documents ou leur utilisation n'est possible qu'à des fins personnelles et non commerciales.

## 16. DROIT APPLICABLE - LITIGES

Ces Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi française. La langue des présentes Conditions Générales de Vente est la langue française. Les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation française. Le cas échéant, il appartient au client étranger de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'utilisation du produit qu'il envisage de commander ; la responsabilité de la société ALLBATTERIES ne saurait être engagée en cas de non-respect de la réglementation d'un pays étranger où le produit est livré. En cas de litige avec un client professionnel le tribunal de commerce de Lyon est le seul compétent. Nos conditions de vente cessent de s'appliquer si, lors d'une commande précédente, le client professionnel s'est soustrait à ses obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que le professionnel ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement à la commande. Dans ce dernier cas, il est précisé qu'aucune remise ne sera accordée.

## ENGAGEMENTS & ENVIRONNEMENT



### RECYCLAGE PERFORMANT

Chaque année, Allbatteries traite et recycle ses déchets en grande quantité :

- 64T de piles et accumulateurs recyclés en partenariat avec BATRI-BOX selon les normes SCRELEC.
- 40T de batteries plomb collectées et traitées en partenariat avec RECYLEX.



### NORME ACHAT RESPONSABLE

Allbatteries est fier d'être certifiée ISO 20400 depuis 2021. Grâce à notre démarche «achats responsables», nous privilégions le fret maritime, routier et ferroviaire pour le transport de nos marchandises, en vue de réduire nos émissions de CO2 liées aux transports aériens.



### BILAN CARBONE PRÉCIS

Allbatteries s'engage volontairement à élaborer une stratégie Bas-Carbone dans le cadre de la transition énergétique vers une économie et une société décarbonnée.

## VOTRE PROJET NOUS INTÉRESSE

Notre équipe de commerciaux sera ravie d'étudier votre projet et de vous fournir la solution optimale.



TARIFICATION SUR-MESURE



LIVRAISON EXPRESS DPD



DÉLAIS DE PAIEMENT PERSONNALISÉS



ESPACE PRO EN LIGNE



Contactez-nous  
**Tél. 04 76 75 99 96**  
 industrie@allbatteries.com  
**www.all-batteries.fr**